

MATERAC PRÓŻNIOWY Z POMPKĄ



Materac próżniowy wielokrotnego użytku do unieruchomienia uszkodzonej części ciała lub tułowiu poszkodowanego w pożądanej pozycji.

Kod produktu: YDC-6A1

GTIN: 6974442056120

Kod produktu: TIU-035

GTIN: 6974442056120

1 400,00 zł z VAT, 1 296,30 zł netto

Opis

Materac próżniowy z pompką wielokrotnego użytku do unieruchomienia uszkodzonej części ciała lub tułowiu poszkodowanego w pożądanej pozycji. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (TPU), które wypełniono specjalnym granulatem. Dzięki temu, materac idealnie przystosowuje się do ciała poszkodowanego. Co więcej, twardość produktu można regulować za pomocą pompki, która jest na wyposażeniu zestawu. Cała konstrukcja jest bardzo lekka i poręczna w transporcie, złożony materac nie zajmuje wiele miejsca. Materac próżniowy z pompką posiada aż **8 wygodnych uchwytów**, które ułatwiają transport pacjenta. Ponadto, dla zapewnienia bezpieczeństwa, produkt posiada pasy bezpieczeństwa uniemożliwiające usunięcie się transportowanej osoby. Bardzo istotnym faktem jest to, że materac jest w pełni przenikalny dla **promieni X**.

Zastosowanie

- szpitale
- przychodnie i ośrodki zdrowia
- oddziały ratunkowe
- jednostki ratownicze (np. pogotowie, strażacy, policja itp.)

Parametry techniczne

- wymiary rozłożonego materaca: 204 x 104 x 7 cm
- wymiary złożonego materaca: 95 x 60 x 28 cm
- ciężar samego materaca: 6 kg
- dopuszczalny udźwig: 160 kg

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungo Europe B.V, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.