

# NAPĘD DO SYSTEMU WKŁUĆ DOSZPIKOWYCH EZ-IO (DRIVER KLINICZNY)



Zestaw wkłuc doszpikowych EZ-IO to praktyczne rozwiązanie umożliwiające uzyskać dostęp doszpikowy u pacjentów z utrudnionym lub niemożliwym dostępem dożylnym.

**Kod produktu:** 9058

**GTIN:** 816000013813

---

**Kod produktu:** RT-060

**GTIN:** 816000013813

**1 340,00 zł z VAT, 1 240,74 zł netto**

## Opis

Zestaw wkłuc doszpikowych EZ-IO to praktyczne rozwiązanie umożliwiające uzyskać dostęp doszpikowy u pacjentów z utrudnionym lub niemożliwym dostępem dożylnym. Dostęp doszpikowy cechuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dla poszkodowanego i doskonałą wchłanianością płynów. Dostęp można uzyskać w ciągu paru sekund, przepływ wynosi do 5 l/h a czas dotarcia płynów do serca trwa zaledwie około 3 sekund. Takie parametry są nieocenionymi wartościami w sytuacjach krytycznych, w których każda sekunda ma znaczenie. Unikalne rozwiązanie stabilizujące igłę zapewnia komfort i bezpieczeństwo wkłucia przez cały okres infuzji.

### Napęd do systemu wkłuc doszpikowych EZ-IO (driver kliniczny) - zalety:

- Skuteczny dostęp 8 punktach na ciele,
- Bezpieczeństwo: < 1% poważnych powikłań,
- Czas: dostęp w ciągu paru sekund,
- Skuteczność: około 97% udanych dostępów przy 1 próbie,
- Wszelstronność: dedykowany do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny,
- Kompletny zestaw - nie wymaga dodatkowych urządzeń i akcesoriów,
- Możliwość zastosowania u dorosłych, dzieci i niemowląt.

### Rozmiary igieł

Istotnym dla użytkownika jest wybór odpowiedniej długości igły. Zestaw trzech długości zapewnia optymalny dobór igły w każdej sytuacji:

- Mała: 15 mm - dla pacjentów o wadze od 3-39 kg,

- Średnia: 25 mm – dla pacjentów o wadze ponad 3 kg,
- Duża: 45 mm – dla pacjentów o wadze ponad 40 kg lub nadmierną grubością tkanki.

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Teleflex Medical, Irlandia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Teleflex Medical, Irlandia

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.