

NAPĘD DO SYSTEMU WKŁUĆ DOSZPIKOWYCH EZ-IO (DRIVER KLINICZNY)



Zestaw wkłuc doszpikowych EZ-IO to praktyczne rozwiązanie umożliwiające uzyskać dostęp doszpikowy u pacjentów z utrudnionym lub niemożliwym dostępem dożylnym.

Kod produktu: 9058

GTIN: 816000013813

Kod produktu: RT-060

GTIN: 816000013813

1 340,00 zł z VAT, 1 240,74 zł netto

Opis

Zestaw wkłuc doszpikowych EZ-IO to praktyczne rozwiązanie umożliwiające uzyskać dostęp doszpikowy u pacjentów z utrudnionym lub niemożliwym dostępem dożylnym. Dostęp doszpikowy cechuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dla poszkodowanego i doskonałą wchłanianiałością płynów. Dostęp można uzyskać w ciągu paru sekund, przepływ wynosi do 5 l/h a czas dotarcia płynów do serca trwa zaledwie około 3 sekund. Takie parametry są nieocenionymi wartościami w sytuacjach krytycznych, w których każda sekunda ma znaczenie. Unikalne rozwiązanie stabilizujące igłę zapewnia komfort i bezpieczeństwo wkłucia przez cały okres infuzji.

Napęd do systemu wkłuc doszpikowych EZ-IO (driver kliniczny) - zalety:

- Skuteczny dostęp 8 punktach na ciele,
- Bezpieczeństwo: < 1% poważnych powikłań,
- Czas: dostęp w ciągu paru sekund,
- Skuteczność: około 97% udanychostępów przy 1 próbie,
- Wszechstronność: dedykowany do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny,
- Kompletny zestaw – nie wymaga dodatkowych urządzeń i akcesoriów,
- Możliwość zastosowania u dorosłych, dzieci i niemowląt.

Rozmiary igieł

Istotnym dla użytkowania jest wybór odpowiedniej długości igły. Zestaw trzech długości zapewnia optymalny dobór igły w każdej sytuacji:

- Mała: 15 mm – dla pacjentów o wadze od 3–39 kg,

- Średnia: 25 mm – dla pacjentów o wadze ponad 3 kg,
- Duża: 45 mm – dla pacjentów o wadze ponad 40 kg lub nadmierną grubością tkanki.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Teleflex Medical, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Teleflex Medical, Irlandia

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.