

NIO - AUTOMATYCZNE WKŁUCIE DOSZPIKOWE DLA DOROSŁYCH



NIO Adult™ zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp naczyniowy w ciągu ok.10 sekund — bez baterii, montażu ani dodatkowych części.

Kod produktu: NIO-A

GTIN: 7290008325240

Kod produktu: RT-089

GTIN: 7290008325240

495,00 zł z VAT, 458,33 zł netto

Opis

NIO Adult™ zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp naczyniowy w ciągu ok.10 sekund — bez baterii, montażu ani dodatkowych części. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach, wstępnie zmontowany NIO Adult™ nie ma odsłoniętej igły, co praktycznie eliminuje ryzyko ukłucia igłą. Dzięki wskaźnikowi powodzenia przy pierwszej próbie sięgającemu 98%, NIO Adult™ umożliwia ratownikom zapewnienie bezpiecznej i skutecznej opieki nad pacjentem, gdy jest to najbardziej potrzebne.

Bezpieczny dla kości

Udowodniono, że NIO jest bezpieczny dla kości i nie odnotowano żadnych przypadków złamania kości, co zaobserwowano na zdjęciach rentgenowskich wykonanych po wszczępieniu.

Toleruje typowe błędy użytkowników

W niedawnym badaniu oceniono typowe błędy użytkowników związane z umieszczaniem igły i stwierdzono, że nawet w przypadku umieszczenia igły w odległości do 5 cm od prawidłowego miejsca wkłucia, wskaźnik powodzenia wynosił 85%.

Pierwsze próby sięgają 98% skuteczności

Wstępne badania wykazały ogólny średni wskaźnik sukcesu wynoszący 91,3% dla bliższej kości piszczelowej i 93,1% dla głowej kości ramiennej. New York Institute of Osteopathic Medicine przeprowadził dodatkowe badanie, które ustaliło wskaźnik sukcesu dla bliższej kości piszczelowej na poziomie ponad 98%.

Charakterystyka produktu

- dostęp naczyniowy w ok 10 sekund lub krócej
- urządzenie automatyczne, nie wymaga baterii, montażu ani dodatkowych części
- kieszonkowy i lekki

- urządzenie sterylne i jednorazowego użytku — eliminuje ryzyko zakażenia krzyżowego
- samodzielne urządzenie bez widocznej igły
- ustawiona głębokość penetracji igły
- okres przydatności 5 lat (w temperaturze pokojowej od daty produkcji).
- dostępny realistyczny system treningowy
- eliminuje ryzyko CLABSI

Specyfikacja produktu

- grubość igły: 15G
- wymiary urządzenia: 13,9 cm x 5,7 cm x 2,7 cm
- wymiary opakowania: 19,4 cm x 8,4 cm x 3,3 cm
- waga produktu: 91 g
- wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

WaisMed Ltd., Państwo Izrael

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MedNet EC-REP GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

WaisMed Ltd., Państwo Izrael