

NIO - AUTOMATYCZNE WKŁUCIE DOSZPIKOWE DLA DZIECI



NIO Pediatric™ dedykowany jest do wykonania natychmiastowego dostępu doszpikowego u pacjentów pediatrycznych.

Kod produktu: NIO-P

GTIN: 762470995209

Kod produktu: RT-093

GTIN: 762470995209

495,00 zł z VAT, 458,33 zł netto

Opis

NIO Pediatric™ dedykowany jest do wykonania natychmiastowego dostępu doszpikowego u pacjentów pediatrycznych. Jest kompletny i gotowy do użycia — nie wymaga baterii, montażu ani dodatkowych części. Intuicyjna i prosta konstrukcja obejmuje wyjmowany czerwony dystanser, który reguluje głębokość penetracji od 14 mm do 18 mm, dostosowując się do pacjentów pediatrycznych w wieku od 3 do 12 lat. Dzięki zastosowanym funkcjom bezpieczeństwa i wbudowanym strzałkom lokalizacyjnym, które pomagają w identyfikacji miejsca wkłucia, możesz zaufać NIO Pediatric™, że zapewni bezpieczny, szybki dostęp doszpikowy.

Bezpieczny dla kości

Udowodniono, że NIO jest bezpieczny dla kości i nie odnotowano żadnych przypadków złamania kości, co zaobserwowano na zdjęciach rentgenowskich wykonanych po wszczepieniu.

Toleruje typowe błędy użytkowników

W niedawnym badaniu oceniono typowe błędy użytkowników związane z umieszczaniem igły i stwierdzono, że nawet w przypadku umieszczenia igły w odległości do 5 cm od prawidłowego miejsca wkłucia, wskaźnik powodzenia wynosił 85%.

Pierwsze próby sięgają 98% skuteczności

Wstępne badania wykazały ogólny średni wskaźnik sukcesu wynoszący 91,3% dla bliższej kości piszczelowej i 93,1% dla głowy kości ramiennej. New York Institute of Osteopathic Medicine przeprowadził dodatkowe badanie, które ustaliło wskaźnik sukcesu dla bliższej kości piszczelowej na poziomie ponad 98%

Charakterystyka produktu

- wbudowane unikalne oznaczenia lokalizacyjne pomagające w identyfikacji miejsca wkłucia
- urządzenie automatyczne, nie wymaga baterii, montażu ani dodatkowych części

- regulowana długość penetracji igły 14-18 mm wpływa na bezpieczeństwo zabiegu
- kieszonkowy i lekki
- urządzenie sterylne i jednorazowego użytku — eliminuje ryzyko zakażenia krzyżowego
- samodzielne urządzenie bez widocznej igły
- ustawiona głębokość penetracji igły
- okres przydatności 5 lat (w temperaturze pokojowej od daty produkcji).
- dostępny realistyczny system treningowy
- eliminuje ryzyko CLABSI

Specyfikacja produktu

- grubość igły: 18G
- głębokość penetracji 3-9 lat: 14 mm
- głębokość penetracji 9-12 lat: 18 mm
- wymiary urządzenia: 14,6 cm x 5,7 cm x 2,7 cm
- wymiary opakowania: 19,4 cm x 8,4 cm x 3,3 cm
- waga: 127 g
- wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

WaisMed Ltd., Państwo Izrael

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MedNet EC-REP GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

WaisMed Ltd., Państwo Izrael