

# NOSZE EWAKUACYJNE ROLOWANE



Nosze rolowane przeznaczone są do bezpiecznej ewakuacji i transportu poszkodowanych w wymagających warunkach działań ratowniczych. Sprawdzają się m.in. w terenie zaśnieżonym, w ratownictwie morskim, wojskowym, górniczym, budowlanym oraz podczas działań prowadzonych w ciasnych i trudno dostępnych przestrzeniach.

**Kod produktu:** JS-02

**GTIN:** 6974442058162

---

**Kod produktu:** TIU-058

**GTIN:** 6974442058162

**1,900,00 zł z VAT, 1,759,26 zł netto**

## Opis

Nosze rolowane przeznaczone są do bezpiecznej ewakuacji i transportu poszkodowanych w wymagających warunkach działań ratowniczych. Ich konstrukcja zapewnia odpowiednie wsparcie podczas działań prowadzonych w ciasnych i trudno dostępnych przestrzeniach.

Model wyposażono w system pasów stabilizujących, który umożliwia odpowiednie zabezpieczenie poszkodowanego i lepsze dopasowanie noszy do kształtu ciała. Nosze posiadają również uchwyty ułatwiające podnoszenie i przenoszenie oraz linę umieszczoną od strony głowy, przeznaczoną do przeciągania. Dodatkowo wyposażono je w system podwieszenia oparty na metalowym pierścieniu, sześciu taśmach i karabińczykach, co pozwala na wykorzystanie noszy w zaawansowanych działaniach ratowniczo-ewakuacyjnych. Dodatkowe pasy bezpieczeństwa zwiększają stabilizację oraz bezpieczeństwo podczas transportu poszkodowanego.

## Parametry techniczne

- wymiary rozłożonych noszy: 100 x 250 cm
- przybliżone wymiary złożonych noszy: 32 x 32 x 102 cm

## W skład zestawu wchodzi

- nosze
- pasy zawiesiowe do transportu w pozycji poziomej
- lina umożliwiająca transport w pozycji pionowej

- plecak transportowy
- 4 uchwyty służące do transportu uszkodzonego przez kilka osób

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Sungo Europe B.V, Holandia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.