

# NOSZE KOSZOWE (KUBEŁKOWE) DWUCZĘŚCIOWE, SKŁADANE



Nosze kubelkowe składane służą do akcji ratowniczych w bardzo trudnych warunkach terenowych takich jak góry czy morze. Produkt jest bardzo trwały i ma szeroki zakres użyteczności. Obsługa jest bardzo szybka i prosta. Nosze są idealne do transportu helikopterem lub dźwigiem wieżowym.

**Kod produktu:** YDC-8B1

**GTIN:** 6974442058148

---

**Kod produktu:** TIU-047

**GTIN:** 6974442058148

**2,790,00 zł z VAT, 2,583,33 zł netto**

## Opis

Nosze koszowe (kubelkowe) dwuczęściowe, składane przeznaczone są do bezpiecznej ewakuacji i transportu poszkodowanych w wymagających warunkach działań ratowniczych. Sprawdzają się podczas działań prowadzonych w trudnym terenie oraz w miejscach o utrudnionym dostępie.

Model wyposażono w wytrzymałą konstrukcję oraz system łączenia dwóch części, który umożliwia szybkie przygotowanie noszy do użycia i wygodniejsze przechowywanie po zakończonych działaniach. Kształt noszy pozwala na stabilne ułożenie poszkodowanego, a zastosowane pasy zabezpieczające wspierają jego odpowiednie unieruchomienie podczas transportu. Nosze posiadają również uchwyty ułatwiające podnoszenie i przenoszenie, a ich konstrukcja pozwala na wykorzystanie w zaawansowanych działaniach ratowniczo-ewakuacyjnych. Dwuczęściowa, składana budowa ułatwia transport i magazynowanie, co stanowi istotną zaletę w codziennym użytkowaniu.

## Cechy produktu

- wymiary: 218 x 64 x 18 cm
- wymiary złożonych noszy: 123 x 64 x 22 cm
- waga: 18 kg
- dopuszczalne obciążenie: 272 kg
- materiał wykonania: tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na uszkodzenia
- kolor: pomarańczowy

## Skład zestawu

- nasze koszowe – składane
- 4 regulowane pasy bezpieczeństwa
- 4 zawiesia do transportu wysokościowego, które są mocowane do kosza za pomocą karabińczyków z blokadą przypadkowego otwarcia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Sungu Europe B.V, Holandia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.