

# NOSZE KOSZOWE (KUBEŁKOWE) NIESKŁADANE



Nosze kubelkowe służą do akcji ratowniczych w bardzo trudnych warunkach terenowych takich jak góry czy morze. Produkt jest bardzo trwały i ma szeroki zakres użyteczności. Obsługa jest bardzo szybka i prosta. Nosze są idealne do transportu helikopterem lub dźwigiem wieżowym.

**Kod produktu:** YDC-8A1

**GTIN:** 6974442058117

---

**Kod produktu:** TIU-037

**GTIN:** 6974442058117

**2 790,00 zł z VAT, 2 583,33 zł netto**

## Opis

Nosze koszowe (kubelkowe) przeznaczone są do bezpiecznej ewakuacji i transportu poszkodowanych w wymagających warunkach działań ratowniczych. Ich konstrukcja zapewnia odpowiednie wsparcie podczas działań prowadzonych w trudnym terenie oraz w miejscach o utrudnionym dostępie.

Model wyposażono w wytrzymałą konstrukcję, która zapewnia odpowiednią ochronę poszkodowanego podczas transportu. Kształt noszy umożliwia stabilne ułożenie osoby ewakuowanej, a zastosowane pasy zabezpieczające wspierają jej właściwe unieruchomienie. Nosze posiadają również uchwyty ułatwiające podnoszenie i przenoszenie, a ich solidna budowa pozwala na wykorzystanie w zaawansowanych działaniach ratowniczo-ewakuacyjnych. Konstrukcja nieskładana zapewnia wysoką sztywność oraz gotowość do użycia.

## Cechy produktu

- wymiary: 218 x 62 x 18 cm
- waga: 17 kg
- dopuszczalne obciążenie: 272 kg
- materiał wykonania: tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na uszkodzenia
- kolor: pomarańczowy

## Skład zestawu

- nosze koszowe – nieskładane
- 4 regulowane pasy bezpieczeństwa

- 4 zawiesia do transportu wysokościowego, które są mocowane do kosza za pomocą karabińczyków z blokadą przypadkowego otwarcia

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

## **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Sungu Europe B.V, Holandia

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.