

NOSZE KOSZOWE (KUBEŁKOWE) NIESKŁADANE



Nosze kubełkowe służą do akcji ratowniczych w bardzo trudnych warunkach terenowych takich jak góry czy morze. Produkt jest bardzo trwały i ma szeroki zakres użyteczności. Obsługa jest bardzo szybka i prosta. Nosze są idealne do transportu helikopterem lub dźwigiem wieżowym.

Kod produktu: YDC-8A1

GTIN: 6974442058117

Kod produktu: TIU-037

GTIN: 6974442058117

2 790,00 zł z VAT, 2 583,33 zł netto

Opis

Nosze koszowe (kubełkowe) przeznaczone są do bezpiecznej ewakuacji i transportu poszkodowanych w wymagających warunkach działań ratowniczych. Ich konstrukcja zapewnia odpowiednie wsparcie podczas działań prowadzonych w trudnym terenie oraz w miejscach o utrudnionym dostępie.

Model wyposażono w wytrzymałą konstrukcję, która zapewnia odpowiednią ochronę poszkodowanego podczas transportu. Kształt noszy umożliwia stabilne ułożenie osoby ewakuowanej, a zastosowane pasy zabezpieczające wspierają jej właściwe unieruchomienie. Nosze posiadają również uchwyty ułatwiające podnoszenie i przenoszenie, a ich solidna budowa pozwala na wykorzystanie w zaawansowanych działaniach ratowniczo-ewakuacyjnych. Konstrukcja nieskładana zapewnia wysoką sztywność oraz gotowość do użycia.

Cechy produktu

- wymiary: 218 x 62 x 18 cm
- waga: 17 kg
- dopuszczalne obciążenie: 272 kg
- materiał wykonania: tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na uszkodzenia
- kolor: pomarańczowy

Skład zestawu

- nosze koszowe – nieskładane
- 4 regulowane pasy bezpieczeństwa

- 4 zawiesia do transportu wysokościowego, które są mocowane do kosza za pomocą karabińczyków z blokadą przypadkowego otwarcia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungo Europe B.V, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.