

# NOŻYCZKI RATOWNICZE BLACK FRONT MINI



Nożyczki ratownicze Black Front Mini to solidne i uniwersalne narzędzie, które stanowi nieodłączny element każdej apteczki i zestawu ratowniczego.

**Kod produktu:** RT-108

**GTIN:** 5905832172602

---

**Kod produktu:** RT-108

**GTIN:** 5905832172602

**10,00 zł z VAT, 9,26 zł netto**

## Opis

Nożyczki ratownicze **Black Front Mini** to solidne i uniwersalne narzędzie, które stanowi nieodłączny element każdej apteczki i zestawu ratowniczego. Przydatne przy cięciu opatrunków, ubrań tkaninowych, pasów bezpieczeństwa czy innych bardziej wymagających materiałów. Nożyczki wykonano z wzmocnianego stopu stali, gwarantującego dłuższą eksploatację i wytrzymałość, niż standardowe nożyczki ratownicze. Ponadto, stal została pokryta specjalną powłoką, dzięki której nie przywierają do ostrza żadne materiały podczas cięcia. Na ostrzu znajdują się także ząbki, które ułatwiają cięcie twardszych struktur. Nożyczki ze względu na swoje małe gabaryty idealnie sprawdzą się w małej apteczce osobistej.

## Cechy produktu

- długość nożyczek 14 cm, waga 28 g
- kolor ostrza: czarny
- materiał: utwardzony stop stali
- dedykowany m.in. do cięcia opatrunków, ubrań tkaninowych, pasów bezpieczeństwa

## Opis produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wyrób wielorazowego użytku

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.