

NOŻYCZKI RATOWNICZE BLACK FRONT PRO FLUO



Nożyczki ratownicze **Black Front PRO FLUO** to narzędzie dedykowane dla najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki unikatowemu rozwiązaniu, nożyczki mają fluoryzującą rękojeść, która świeci w ciemności.

Kod produktu: RT-097

GTIN: 5904653701084

Kod produktu: RT-097

GTIN: 5904653701084

22,00 zł z VAT, 20,37 zł netto

Opis

Nożyczki ratownicze **Black Front PRO FLUO** to narzędzie dedykowane dla najbardziej wymagających użytkowników. Wykonane z bardzo wytrzymałego stopu stali węglowej, który dodatkowo został pokryty warstwą teflonową gwarantującą trwałość i solidność produktu. Nożyczki posiadają wyprofilowane, antypoślizgowe uchwyty, które nie stanowią problemu podczas działań np. w rękawicach specjalnych.

Wersja FLUO posiada nowatorskie rozwiązanie w postaci fluoryzujących rękojeści, które po zaabsorbowaniu światła świecą w ciemności! Rozwiązanie bardzo przydatne, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności bądź w trakcie działań nocą. Dzięki temu komfort pracy ratownika jest zdecydowanie wyższy, a prawdopodobieństwo zgubienia nożyczek ograniczamy do minimum.

Przeznaczenie

Dzięki ostrej krawędzi i dodatkowej linii ząbków poprawiających stabilność, nożyczki nadają się do cięcia praktycznie większości możliwych do napotkania materiałów podczas akcji ratowniczych. Bez problemu przetną:

- ubrania (koszulki, jeansy, odzież skórzaną, grube kurtki motocyklowe itd.)
- wszelkiego rodzaju pasy / paski
- tworzywa sztuczne
- sznury, przewody
- cienkie metalowe powierzchnie itd.

Funkcjonalność nożyczek sprawdzi się w działaniach wszystkich służb ratowniczych, policji, wojska i będzie niezastąpionym elementem każdej apteczki i zestawu ratowniczego.

Charakterystyka

- długość nożyczek: 19 cm
- waga: 60 g
- kolor ostrza: czarny
- materiał: stal węglowa z powłoką teflonową

Opis produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wyrób wielorazowego użytku

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

Podsumowanie testu

Materiał / Narzędzie	Noname 1 srebrne
T-Shirt	2
Softshel rękaw	2
Sofshel + zamki	1
Jeans	0
Jeans podwójny materiał + szew	0
Taśma z pasa transportowego	0
Taśma "plecakowa" 45 mm	0
Pasek skórzany	0
Spodnie motocyklowe - tylko skóra	0
Spodnie motocyklowe - skóra + ochraniacz kolana	0
Spodnie motocyklowe - skóra + wzmocnienia + zamki	0
Spodnie motocyklowe - skórax2 + pianka usztywniająca + zamki	0
Pas bezpieczeństwa	0
Kurtyna powietrzna boczna	2
Klamry PCV	0
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D + usztywnienia + 2 zamki	0
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D + zewnętrzna warstwa materiał EVA	1
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D podwójny + rzep + wzmocnienia	0
Cienka blacha z opakowania	3
ŚREDNIA OCENA	0,58

OBJAŚNIENIA

Oceniano:

1. Siła potrzebna do cięcia jedną ręką, bez napinania materiału
2. Skuteczność pierwszego cięcia - głębokość i długość nacięcia
3. Zachowanie narzędzia podczas zmiany materiału w trakcie cięcia

S

0

1

2

3

4

5*

6*

*dodatkowo bra

Wyniki testu mają charakter wyłącznie subiektywny - narzędzia należy dobierać zawsze do materiału, którego ma służyć do cięcia. Wyniki testu nie należy interpretować jako porównania narzędzi, ponieważ każde narzędzie jest przeznaczony do cięcia miękkich materiałów, stąd też w tym teście znalazło się narzędzie o prostej konstrukcji zbliżone do narzędzia o bardziej zaawansowanej konstrukcji.

Do testu nie zakwalifikowaliśmy "nożyczek" Leatherman Raptor z dwóch powodów - wa

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska Podsumowanie testu

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.