

NOŻYCZKI RATOWNICZE BLACK FRONT PRO



Nożyczki ratownicze **Black Front PRO** to narzędzie dedykowane dla najbardziej wymagających użytkowników.

Kod produktu: RT-035

GTIN: 5904653701077

Kod produktu: RT-035

GTIN: 5904653701077

22,00 zł z VAT, 20,37 zł netto

Opis

Nożyczki ratownicze **Black Front PRO** to narzędzie dedykowane dla najbardziej wymagających użytkowników. Wykonane z bardzo wytrzymałego stopu stali węglowej, który dodatkowo został pokryty warstwą teflonową gwarantującą trwałość i solidność produktu. Nożyczki posiadają wyprofilowane, antypoślizgowe uchwyty, które nie stanowią problemu podczas działań np. w rękawicach specjalnych.

Przeznaczenie

Dzięki ostrej krawędzi i dodatkowej linii ząbków poprawiających stabilność, nożyczki nadają się do cięcia praktycznie większości możliwych do napotkania materiałów podczas akcji ratowniczych. Bez problemu przetną:

- ubrania (koszulki, jeansy, odzież skórzaną, grube kurtki motocyklowe itd.)
- wszelkiego rodzaju pasy / paski
- tworzywa sztuczne
- sznury, przewody
- cienkie metalowe powierzchnie itd.

Funkcjonalność nożyczek sprawdzi się w działaniach wszystkich służb ratowniczych, policji, wojska i będzie niezastąpionym elementem każdej apteczki i zestawu ratowniczego.

Charakterystyka

- długość nożyczek: 19 cm
- waga: 60 g
- kolor ostrza: czarny
- materiał: stal węglowa z powłoką teflonową

Opis produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wyrób wielorazowego użytku

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

Podsumowanie testu

Materiał / Narzędzie	Noname 1 srebrne	
T-Shirt	2	
Softshel rękaw	2	
Sofshel + zamki	1	
Jeans	0	
Jeans podwójny materiał + szew	0	
Taśma z pasa transportowego	0	
Taśma "plecakowa" 45 mm	0	
Pasek skórzany	0	
Spodnie motocyklowe - tylko skóra	0	
Spodnie motocyklowe - skóra + ochraniacz kolana	0	
Spodnie motocyklowe - skóra + wzmocnienia + zamki	0	
Spodnie motocyklowe - skórax2 + pianka usztywniająca + zamki	0	
Pas bezpieczeństwa	0	
Kurtyna powietrzna boczna	2	
Klamry PCV	0	
Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D + usztywnienia + 2 zamki	0	
Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D + zewnętrzna warstwa materiał EVA	1	
Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D podwójny + rzep + wzmocnienia	0	
Cienka blacha z opakowania	3	
ŚREDNIA OCENA	0,58	
OBJAŚNIENIA		
Oceniano:		S
1. Siła potrzebna do cięcia jedną ręką, bez napinania materiału	0	
2. Skuteczność pierwszego cięcia - głębokość i długość nacięcia	1	
3. Zachowanie narzędzia podczas zmiany materiału w trakcie cięcia	2	
	3	
	4	
	5*	
	6*	
	*dodatkowo bra	
Wyniki testu mają charakter wyłącznie subiektywny - narzędzia należy dobierać zawsze do narzędziem przeznaczonym do cięcia miękkich materiałów, stąd też w tym teście znalazło się b narzędzie o prostej konstrukcji zbliżone bu Do testu nie zakfalifikowaliśmy "nożyczek" Leatherman Raptor z dwóch powodów - wa		

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska Podsumowanie testu

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.