

NOŻYCZKI RATOWNICZE BLACK FRONT STANDARD PRS Z POWŁOKĄ TEFLONOWĄ



Nożyczki ratownicze **Black Front Standard PRS** to solidne i uniwersalne narzędzie, które stanowi nieodłączny element każdej apteczki i zestawu ratowniczego. Ostrza nożyczek zostały pokryte specjalną teflonową powłoką, dzięki której nie przywierają do niego żadne materiały podczas cięcia.

Kod produktu: RT-161

GTIN: 5905832172893

Kod produktu: RT-161

GTIN: 5905832172893

15,00 zł z VAT, 13,89 zł netto

Opis

Nożyczki ratownicze **Black Front Standard PRS** to solidne i uniwersalne narzędzie, które stanowi nieodłączny element każdej apteczki i zestawu ratowniczego. Przydatne przy cięciu opatrunków, ubrań tkaninowych, pasów bezpieczeństwa czy innych bardziej wymagających materiałów. Nożyczki wykonano z wzmocnionego stopu stali węglowej, gwarantującego dłuższą eksploatację i wytrzymałość, niż standardowe nożyczki ratownicze. Ponadto, stal została pokryta specjalną powłoką teflonową, dzięki której nie przywierają do ostrza żadne materiały podczas cięcia. Na ostrzu znajdują się także ząbki, które ułatwiają cięcie twardszych struktur.

Charakterystyka

- długość nożyczek: 16,5 cm
- kolor ostrza: czarny
- materiał: utwardzony stop stali węglowej z powłoką teflonową

Opis produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wyrób wielorazowego użytku

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.