

# NOŻYCZKI RATOWNICZE BLACK FRONT STANDARD



Nożyczki ratownicze Black Front Standard to solidne i uniwersalne narzędzie, które stanowi nieodłączny element każdej apteczki i zestawu ratowniczego.

**Kod produktu:** RT-059

**GTIN:** 5904653701060

---

**Kod produktu:** RT-059

**GTIN:** 5904653701060

**14,00 zł z VAT, 12,96 zł netto**

## Opis

Nożyczki ratownicze **Black Front Standard** to solidne i uniwersalne narzędzie, które stanowi nieodłączny element każdej apteczki i zestawu ratowniczego. Przydatne przy cięciu opatrunków, ubrań tkaninowych, pasów bezpieczeństwa czy innych bardziej wymagających materiałów. Nożyczki wykonano z wzmocnianej stali, gwarantującego dłuższą eksploatację i wytrzymałość, niż standardowe nożyczki ratownicze. Ponadto, stal została pokryta specjalną powłoką, dzięki której nie przywierają do ostrza żadne materiały podczas cięcia. Na ostrzu znajdują się także ząbki, które ułatwiają cięcie twardszych struktur.

## Charakterystyka

- długość nożyczek: 19 cm
- waga: 50 g
- kolor ostrza: czarny
- materiał: utwardzony stop stali

## Opis produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wyrób wielorazowego użytku

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

## Podsumowanie testu

| Materiał / Narzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Noname 1 srebrne |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| T-Shirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                |   |
| Softshel rękaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                |   |
| Sofshel + zamki                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                |   |
| Jeans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                |   |
| Jeans podwójny materiał + szew                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                |   |
| Taśma z pasa transportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                |   |
| Taśma "plecakowa" 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                |   |
| Pasek skórzany                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                |   |
| Spodnie motocyklowe - tylko skóra                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                |   |
| Spodnie motocyklowe - skóra + ochraniacz kolana                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                |   |
| Spodnie motocyklowe - skóra + wzmocnienia + zamki                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                |   |
| Spodnie motocyklowe - skórax2 + pianka usztywniająca + zamki                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                |   |
| Pas bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                |   |
| Kurtyna powietrzna boczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                |   |
| Klamry PCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                |   |
| Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D + usztywnienia + 2 zamki                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                |   |
| Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D + zewnętrzna warstwa materiał EVA                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                |   |
| Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D podwójny + rzep + wzmocnienia                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                |   |
| Cienka blacha z opakowania                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                |   |
| ŚREDNIA OCENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,58             |   |
| OBJAŚNIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |   |
| Oceniano:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | S |
| 1. Siła potrzebna do cięcia jedną ręką, bez napinania materiału                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                |   |
| 2. Skuteczność pierwszego cięcia - głębokość i długość nacięcia                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                |   |
| 3. Zachowanie narzędzia podczas zmiany materiału w trakcie cięcia                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5*               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6*               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *dodatkowo bra   |   |
| Wyniki testu mają charakter wyłącznie subiektywny - narzędzia należy dobierać zawsze do narzędziem przeznaczonym do cięcia miękkich materiałów, stąd też w tym teście znalazło się b narzędzie o prostej konstrukcji zbliżone bu<br>Do testu nie zakfalifikowaliśmy "nożyczek" Leatherman Raptor z dwóch powodów - wa |                  |   |

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Black Front Paweł Warzybok, Polska Podsumowanie testu

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.