



NOŻYCZKI RATOWNICZE XSHEAR HEAVY DUTY TRAUMA SHEARS - COYOTE BROWN

XSHEAR® to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach.

Kod produktu: 20T7T-CY

GTIN: 860001810134

Kod produktu: RT-087

GTIN: 860001810134

265,00 zł z VAT, 215,45 zł netto

Opis

XSHEAR® to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach. Ostrza z hartowanej stali nierdzewnej o grubości 3 mm i **tytanową powłoką** mają wygodny uchwyt z antypoślizgowymi rękojeściami wewnętrznymi. Opatentowana, zakrzywiona konstrukcja zapewnia delikatne podejście podczas cięcia w pobliżu skóry. Ostrza utrzymuje w idealnej pozycji centralna śruba, która nie poluzuje się wraz z upływem czasu. Ostre jak brzytwa ostrza mają ząbkowane dolne krawędzie, które pomogą z niezwykłą łatwością przecinać twarde materiały takie jak metale czy tworzywa sztuczne.

Cechy szczególne

- waga: około 114 g
- długość od najdłuższego punktu rękojeści do ostrza: około 19 cm
- grubość ostrza: około 3 mm
- długość obszaru cięcia: ok. 5 cm
- Kolor nożyczek – **brązowy (coyote brown)**

Bezpieczeństwo

Nożyczki ratownicze przeznaczone do użytku w działaniach medycznych i ratowniczych. Narzędzie posiada ostre krawędzie. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

52nd Street Trading LLC

P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031

Stany Zjednoczone

+1 313 744 4228

info@xshear.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004

sklep@szkolimy.net

Podsumowanie testu

Materiał / Narzędzie	Noname 1 srebrne	
T-Shirt	2	
Softshel rękaw	2	
Sofshel + zamki	1	
Jeans	0	
Jeans podwójny materiał + szew	0	
Taśma z pasa transportowego	0	
Taśma "plecakowa" 45 mm	0	
Pasek skórzany	0	
Spodnie motocyklowe - tylko skóra	0	
Spodnie motocyklowe - skóra + ochraniacz kolana	0	
Spodnie motocyklowe - skóra + wzmocnienia + zamki	0	
Spodnie motocyklowe - skórax2 + pianka usztywniająca + zamki	0	
Pas bezpieczeństwa	0	
Kurtyna powietrzna boczna	2	
Klamry PCV	0	
Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D + usztywnienia + 2 zamki	0	
Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D + zewnętrzna warstwa materiał EVA	1	
Sakwa motocyklowa - poliestr 1000D podwójny + rzep + wzmocnienia	0	
Cienka blacha z opakowania	3	
ŚREDNIA OCENA	0,58	
OBJAŚNIENIA		
Oceniano:		S
1. Siła potrzebna do cięcia jedną ręką, bez napinania materiału	0	
2. Skuteczność pierwszego cięcia - głębokość i długość nacięcia	1	
3. Zachowanie narzędzia podczas zmiany materiału w trakcie cięcia	2	
	3	
	4	
	5*	
	6*	
	*dodatkowo bra	
Wyniki testu mają charakter wyłącznie subiektywny - narzędzia należy dobierać zawsze do narzędziem przeznaczonym do cięcia miękkich materiałów, stąd też w tym teście znalazło się b narzędzie o prostej konstrukcji zbliżone bu Do testu nie zakfalifikowaliśmy "nożyczek" Leatherman Raptor z dwóch powodów - wa		

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

52nd Street Trading LLC P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031 Stany Zjednoczone +1 313 744 4228 info@xshear.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.