

NOŻYCZKI RATOWNICZE XSHEAR HEAVY DUTY TRAUMA SHEARS - COYOTE BROWN



XSHEAR® to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach.

Kod produktu: 20T7T-CY

GTIN: 860001810134

Kod produktu: RT-087

GTIN: 860001810134

265,00 zł z VAT, 215,45 zł netto

Opis

XSHEAR® to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach. Ostrza z hartowanej stali nierdzewnej o grubości 3 mm i **tytanową powłoką** mają wygodny uchwyt z antypoślizgowymi rękojeściami wewnętrznymi. Opatentowana, zakrzywiona konstrukcja zapewnia delikatne podejście podczas cięcia w pobliżu skóry. Ostrza utrzymuje w idealnej pozycji centralna śruba, która nie poluzuje się wraz z upływem czasu. Ostre jak brzytwa ostrza mają ząbkowane dolne krawędzie, które pomogą z niezwykłą łatwością przecinać twarde materiały takie jak metale czy tworzywa sztuczne.

Cechy szczególne

- waga: około 114 g
- długość od najdłuższego punktu rękojeści do ostrza: około 19 cm
- grubość ostrza: około 3 mm
- długość obszaru cięcia: ok. 5 cm
- Kolor nożyczek - **brązowy (coyote brown)**

Bezpieczeństwo

Nożyce ratownicze przeznaczone do użytku w działaniach medycznych i ratowniczych. Narzędzie posiada ostre krawędzie. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

52nd Street Trading LLC

P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031

Stany Zjednoczone

+1 313 744 4228

info@xshear.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004

sklep@szkolimy.net

Podsumowanie testu

Materiał / Narzędzie	Noname 1 srebrne
T-Shirt	2
Softshel rękaw	2
Sofshel + zamki	1
Jeans	0
Jeans podwójny materiał + szew	0
Taśma z pasa transportowego	0
Taśma "plecakowa" 45 mm	0
Pasek skórzany	0
Spodnie motocyklowe - tylko skóra	0
Spodnie motocyklowe - skóra + ochraniacz kolana	0
Spodnie motocyklowe - skóra + wzmocnienia + zamki	0
Spodnie motocyklowe - skórax2 + pianka usztywniająca + zamki	0
Pas bezpieczeństwa	0
Kurtyna powietrzna boczna	2
Klamry PCV	0
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D + usztywnienia + 2 zamki	0
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D + zewnętrzna warstwa materiał EVA	1
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D podwójny + rzep + wzmocnienia	0
Cienka blacha z opakowania	3
ŚREDNIA OCENA	0,58

OBJAŚNIENIA

Oceniano:

1. Siła potrzebna do cięcia jedną ręką, bez napinania materiału
2. Skuteczność pierwszego cięcia - głębokość i długość nacięcia
3. Zachowanie narzędzia podczas zmiany materiału w trakcie cięcia

S

0

1

2

3

4

5*

6*

*dodatkowo bra

Wyniki testu mają charakter wyłącznie subiektywny - narzędzia należy dobierać zawsze do materiału, którym się pracuje. Wyniki testu nie należy interpretować jako porównania narzędzi, ponieważ każde narzędzie jest przeznaczony do cięcia miękkich materiałów, stąd też w tym teście znalazło się narzędzie o prostej konstrukcji zbliżone budowie do narzędzi o bardziej zaawansowanej konstrukcji.

Do testu nie zakwalifikowaliśmy "nożyczek" Leatherman Raptor z dwóch powodów - wa

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

52nd Street Trading LLC P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031 Stany Zjednoczone +1 313 744 4228 info@xshear.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.