

# NOŻYCZKI RATOWNICZE XSHEAR HEAVY DUTY TRAUMA SHEARS - ORANGE



XSHEAR® to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach.

**Kod produktu:** 19T7T-OG

**GTIN:** 860001810110

---

**Kod produktu:** RT-077

**GTIN:** 860001810110

**265,00 zł z VAT, 215,45 zł netto**

## Opis

**XSHEAR®** to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach. Ostrza z hartowanej stali nierdzewnej o grubości 3 mm i **tytanową powłoką** mają wygodny uchwyt z antypoślizgowymi rękojeściami wewnętrznymi. Opatentowana, zakrzywiona konstrukcja zapewnia delikatne podejście podczas cięcia w pobliżu skóry. Ostrza utrzymuje w idealnej pozycji centralna śruba, która nie poluzuje się wraz z upływem czasu. Ostre jak brzytwa ostrza mają ząbkowane dolne krawędzie, które pomogą z niezwykłą łatwością przecinać twarde materiały takie jak metale czy tworzywa sztuczne.

## Cechy szczególne

- waga: około 114 g
- długość od najdłuższego punktu rękojeści do ostrza: około 19 cm
- grubość ostrza: około 3 mm
- długość obszaru cięcia: ok. 5 cm
- Kolor nożyczek - **pomarańczowy**

## Bezpieczeństwo

Nożyce ratownicze przeznaczone do użytku w działaniach medycznych i ratowniczych. Narzędzie posiada ostre krawędzie. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## Producent

52nd Street Trading LLC

P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031

Stany Zjednoczone

+1 313 744 4228

info@xshear.com

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004

sklep@szkolimy.net

**Podsumowanie testu**



## **Producent**

52nd Street Trading LLC P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031 Stany Zjednoczone +1 313 744 4228 info@xshear.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.