

NOŻYCZKI RATOWNICZE XSHEAR HEAVY DUTY TRAUMA SHEARS - RED



XSHEAR® to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach.

Kod produktu: 18T7T-RD

GTIN: 6585511350706

Kod produktu: RT-095

GTIN: 6585511350706

265,00 zł z VAT, 215,45 zł netto

Opis

XSHEAR® to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach. Ostrza z hartowanej stali nierdzewnej o grubości 3 mm i **tytanową powłoką** mają wygodny uchwyt z antypoślizgowymi rękojeściami wewnętrznymi. Opatentowana, zakrzywiona konstrukcja zapewnia delikatne podejście podczas cięcia w pobliżu skóry. Ostrza utrzymuje w idealnej pozycji centralna śruba, która nie poluzuje się wraz z upływem czasu. Ostre jak brzytwa ostrza mają ząbkowane dolne krawędzie, które pomogą z niezwykłą łatwością przecinać twarde materiały takie jak metale, tworzywa sztuczne itd.

Cechy szczególne

- waga: około 114 g
- długość od najdłuższego punktu rękojeści do ostrza: około 19 cm
- grubość ostrza: około 3 mm
- długość obszaru cięcia: ok. 5 cm
- kolor nożyczek - **czzerwony**

Bezpieczeństwo

Nożyce ratownicze przeznaczone do użytku w działaniach medycznych i ratowniczych. Narzędzie posiada ostre krawędzie. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

52nd Street Trading LLC

P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031

Stany Zjednoczone

+1 313 744 4228

info@xshear.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004

sklep@szkolimy.net

Podsumowanie testu

Materiał / Narzędzie	Noname 1 srebrne
T-Shirt	2
Softshel rękaw	2
Sofshel + zamki	1
Jeans	0
Jeans podwójny materiał + szew	0
Taśma z pasa transportowego	0
Taśma "plecakowa" 45 mm	0
Pasek skórzany	0
Spodnie motocyklowe - tylko skóra	0
Spodnie motocyklowe - skóra + ochraniacz kolana	0
Spodnie motocyklowe - skóra + wzmocnienia + zamki	0
Spodnie motocyklowe - skórax2 + pianka usztywniająca + zamki	0
Pas bezpieczeństwa	0
Kurtyna powietrzna boczna	2
Klamry PCV	0
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D + usztywnienia + 2 zamki	0
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D + zewnętrzna warstwa materiał EVA	1
Sakwa motocyklowa - poliester 1000D podwójny + rzep + wzmocnienia	0
Cienka blacha z opakowania	3
ŚREDNIA OCENA	0,58

OBJAŚNIENIA

Oceniano:

1. Siła potrzebna do cięcia jedną ręką, bez napinania materiału
2. Skuteczność pierwszego cięcia - głębokość i długość nacięcia
3. Zachowanie narzędzia podczas zmiany materiału w trakcie cięcia

S

0

1

2

3

4

5*

6*

*dodatkowo bra

Wyniki testu mają charakter wyłącznie subiektywny - narzędzia należy dobierać zawsze do materiału, którego ma służyć do cięcia. Wyniki testu nie należy interpretować jako porównania narzędzi, ponieważ każde narzędzie jest przeznaczony do cięcia innego rodzaju materiału. Wyniki testu nie należy interpretować jako porównania narzędzi, ponieważ każde narzędzie jest przeznaczony do cięcia innego rodzaju materiału. Wyniki testu nie należy interpretować jako porównania narzędzi, ponieważ każde narzędzie jest przeznaczony do cięcia innego rodzaju materiału.

Do testu nie zakwalifikowaliśmy "nożyczek" Leatherman Raptor z dwóch powodów - wa

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

52nd Street Trading LLC P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031 Stany Zjednoczone +1 313 744 4228 info@xshear.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.