

# NOŻYCZKI RATOWNICZE XSHEAR MINI 6" - BLACK



XSHEAR® Mini 6" Trauma and Nurse Shear to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane w kompaktowej i lekkiej formie tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach.

**Kod produktu:** 24M6T-BK

**GTIN:** 850056222075

---

**Kod produktu:** RT-133

**GTIN:** 850056222075

**225,00 zł z VAT, 182,93 zł netto**

## Opis

XSHEAR® Mini 6" Trauma and Nurse Shear to nożyce urazowe o niespotykanej solidności, zaprojektowane w kompaktowej i lekkiej formie tak, aby były pod każdym względem niezawodne w każdych warunkach. Ostrza z hartowanej stali nierdzewnej i **tytanową powłoką** mają wygodny uchwyt z antypoślizgowymi rękojeściami wewnętrznymi. Opatentowana, zakrzywiona konstrukcja zapewnia delikatne podejście podczas cięcia w pobliżu skóry. Ostrza utrzymuje w idealnej pozycji centralna śruba, która nie poluzuje się wraz z upływem czasu. Ostre jak brzytwa ostrza mają ząbkowane dolne krawędzie, bez wysiłku tną codzienne materiały oraz radzą sobie z trudniejszymi zadaniami, takimi jak przecinanie grubych ubrań, skóry czy butów, gdy zajdzie taka potrzeba.

## Cechy szczególne

- waga: około 44 g
- długość od najdłuższego punktu rękojeści do ostrza: około 15 cm
- długość obszaru cięcia: ok. 5 cm
- kolor nożyczek - **czarny**

## Bezpieczeństwo

Nożyczki ratownicze przeznaczone do użytku w działaniach medycznych i ratowniczych. Narzędzie posiada ostre krawędzie. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## Producent

52nd Street Trading LLC

P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031

Stany Zjednoczone

+1 313 744 4228

info@xshear.com

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004

sklep@szkolimy.net

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

52nd Street Trading LLC P.O. Box 145, Cassopolis, MI 49031 Stany Zjednoczone +1 313 744 4228 info@xshear.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.