

OGRZEWACZ ŻELOWY WIELOKROTNEGO UŻYTKU MAX PLUS 19,5 X 29 CM



Ogrzewacz żelowy wielokrotnego użytku MAX Plus 19,5 x 29 cm to praktyczny kompres termiczny przeznaczony do ogrzewania poszkodowanego podczas działań ratowniczych. Dzięki swojej konstrukcji pomaga zapewnić szybkie źródło ciepła i wspiera ochronę pacjenta przed wychłodzeniem w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania. Może być stosowany jako element wyposażenia ratowniczego wszędzie tam, gdzie istotne jest utrzymanie komfortu termicznego poszkodowanego.

Kod produktu: KR-7

Kod produktu: KR-7

48,00 zł z VAT, 44,44 zł netto

Opis

Ogrzewacz żelowy wielokrotnego użytku MAX Plus 19,5 x 29 cm to praktyczny kompres termiczny przeznaczony do ogrzewania poszkodowanego podczas działań ratowniczych. Dzięki swojej konstrukcji pomaga zapewnić szybkie źródło ciepła i wspiera ochronę pacjenta przed wychłodzeniem w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania. Może być stosowany jako element wyposażenia ratowniczego wszędzie tam, gdzie istotne jest utrzymanie komfortu termicznego poszkodowanego.

Kompres aktywowany jest przez zgięcie znajdującego się wewnątrz paliczka, co uruchamia proces krystalizacji i powoduje nagrzanie wkładu do temperatury około 54°C. Po ostygnięciu może zostać przygotowany do ponownego użycia przez gotowanie przez około 6-10 minut, aż do całkowitego rozpuszczenia kryształków, dzięki czemu stanowi rozwiązanie wielokrotnego użytku. Produkt sprawdzi się jako uzupełnienie wyposażenia zestawów ratowniczych, apteczek oraz toreb medycznych.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ABC-N System, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ABC-N System, Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.