

OPASKA UCISKOWA, STAZA TAKTYCZNA BLACK FRONT (FLUO)



Staza taktyczna została stworzona do tamowania bardzo silnych krwotoków w sytuacji zranienia kończyn lub amputacji urazowych. Z uwagi na barwę opaski, jest ona dedykowana do użytku cywilnego. Kolor opaski poprawia jej widoczność, co umożliwia natychmiastową lokalizację w przypadku nagłej sytuacji.

Kod produktu: RT-119

GTIN: 5905832172732

Kod produktu: RT-119

GTIN: 5905832172732

105,00 zł z VAT, 97,22 zł netto

Opis

Staza taktyczna została stworzona do tamowania bardzo silnych krwotoków w sytuacji zranienia kończyn lub amputacji urazowych. Jej konstrukcja umożliwia założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą jednej ręki na każdą z kończyn. Ponadto stazę wyposażono w system zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaski o elementy otoczenia oraz miejsce do zapisu godziny założenia ucisku.

Cechy produktu

- krępulec wykonany z lekkiego stopu metalu, który cechuje się małą wagą i niezwykłą wytrzymałością (odporny na wygięcia i złamania)
- opaska wykonana z wysokogatunkowego nylonu o dużej wytrzymałości
- miękka wyściółka zapobiega otarciom i odparzeniom skóry
- możliwość szybkiej regulacji długości
- łatwa do utrzymania w czystości

Wymiary opaski

- szerokość: 4 cm
- długość: 95 cm

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu
- kolor opaski: fluo

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.