


OPASKA UCISKOWA, STAZA TAKTYCZNA CAT, 7 GENERACJI (TRENINGOWA)



Staza taktyczna C-A-T G7 służy do tamowania bardzo silnych krwotoków w przypadku zranienia kończyn lub amputacji.

Oferowana wersja służy wyłącznie do celów edukacyjnych, w przypadku chęci posiadania opaski do celów ratowniczych wybierz opaskę w kolorze czarnym lub pomarańczowym.

GTIN: 860362002445

Kod produktu: RT-091

GTIN: 860362002445

159,00 zł z VAT, 147,22 zł netto

Opis

Staza taktyczna C-A-T G7 służy do tamowania bardzo silnych krwotoków w przypadku zranienia kończyn lub amputacji. Budowa umożliwia założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą jednej ręki. Staza jest wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym wypięciem krępulca. Na stazie znajduje się miejsce do zapisu godziny założenia ucisku.

Oferowana wersja służy wyłącznie do celów edukacyjnych, w przypadku chęci posiadania opaski do celów ratowniczych wybierz opaskę w kolorze czarnym lub pomarańczowym.

Charakterystyka produktu:

- produkt najnowszej, 7 – generacji
- krępulec wykonany z plastiku, który cechuje się małą wagą i niezwykłą wytrzymałością
- miękka wyściółka zapobiega otarciom i odparzeniom skóry
- możliwość szybkiej regulacji długości
- łatwa do utrzymania w czystości
- kolor opaski: niebieski

Produkt rekomendowany przez TCCC.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

C-A-T Resources LLC, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Mdi Europa GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

C-A-T Resources LLC, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.