


# OPASKA UCISKOWA, STAZA TAKTYCZNA CAT, 7 GENERACJI (TRENINGOWA)



Staza taktyczna C-A-T G7 służy do tamowania bardzo silnych krwotoków w przypadku zranienia kończyn lub amputacji.

Oferowana wersja służy wyłącznie do celów edukacyjnych, w przypadku chęci posiadania opaski do celów ratowniczych wybierz opaskę w kolorze czarnym lub pomarańczowym.

**GTIN:** 860362002445

---

**Kod produktu:** RT-091

**GTIN:** 860362002445

**159,00 zł z VAT, 147,22 zł netto**

## Opis

Staza taktyczna C-A-T G7 służy do tamowania bardzo silnych krwotoków w przypadku zranienia kończyn lub amputacji. Budowa umożliwia założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą jednej ręki. Staza jest wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym wypięciem krępulca. Na stazie znajduje się miejsce do zapisu godziny założenia ucisku.

Oferowana wersja służy wyłącznie do celów edukacyjnych, w przypadku chęci posiadania opaski do celów ratowniczych wybierz opaskę w kolorze czarnym lub pomarańczowym.

## Charakterystyka produktu:

- produkt najnowszej, 7 - generacji
- krępulec wykonany z plastiku, który cechuje się małą wagą i niezwykłą wytrzymałością
- miękka wyściółka zapobiega otarciom i odparzeniom skóry
- możliwość szybkiej regulacji długości
- łatwa do utrzymania w czystości
- kolor opaski: niebieski

Produkt rekomendowany przez TCCC.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

C-A-T Resources LLC, Stany Zjednoczone

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Mdi Europa GmbH, Niemcy

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

C-A-T Resources LLC, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.