


OPASKA UCISKOWA, STAZA TAKTYCZNA SAM XT - NIEBIESKA



Opaska zaciskowa SAM XT to innowacyjne narzędzie do szybkiego i skutecznego tamowania krwotoków, zaprojektowane z myślą o minimalnym wysiłku i szybkim założeniu.

Kod produktu: XT600-BL-EN

Kod produktu: XT600-BL-EN

160,00 zł z VAT, 148,15 zł netto

Opis

Opaska zaciskowa SAM XT to innowacyjne narzędzie do szybkiego i skutecznego tamowania krwotoków, zaprojektowane z myślą o minimalnym wysiłku i szybkim założeniu. Dzięki wyjątkowej konstrukcji, opaska może zostać łatwo założona nawet przez poszkodowanego, co sprawia, że jest to niezastąpione rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych.

Szybkie i efektywne tamowanie krwotoków

Opaska SAM XT pozwala na błyskawiczne zatamowanie krwawienia z amputowanej lub zmiażdżonej kończyny przy minimalnym nakładzie siły. Została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić jej założenie w rekordowym czasie, co jest kluczowe w przypadku masywnych krwotoków. Szerokość opaski (niemal 4 cm) zapewnia odpowiednią powierzchnię do skutecznego wywierania ucisku, co pozwala zablokować krwawienie.

Technologia TRUFORCE™ - pewność w każdej sytuacji

Opaska SAM XT wykorzystuje zaawansowaną technologię auto-blokady TRUFORCE™, która uruchamia zaczepy blokujące i eliminuje luz, zapewniając optymalną siłę zacisku. System ten automatycznie blokuje taśmę w momencie, gdy jest wywierana odpowiednia siła, eliminując konieczność dokładnego liczenia obrotów, co znacznie przyspiesza cały proces.

Wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne

Mimo niewielkiej wagi i kompaktowych rozmiarów, opaska SAM XT jest niezwykle wytrzymała i odporna na trudne warunki atmosferyczne. Jej materiał, odporny na zmienne warunki pogodowe, sprawia, że opaska jest niezawodna zarówno w terenie, jak i w ekstremalnych warunkach, takich jak działania wojenne.

Szeroki zakres regulacji i łatwość użycia

Opaska zaciskowa SAM XT charakteryzuje się szerokim zakresem regulacji, co umożliwia jej użycie w różnych przypadkach, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. System haka i pętli zapewnia pewne i szybkie założenie, a jej zastosowanie jest intuicyjne i wymaga minimalnej siły.

Rekomendacje i zastosowanie

Opaska SAM XT została rekomendowana przez komitet COTCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care) i jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi ratunkowych w swojej kategorii. Dzięki swojej prostocie, skuteczności oraz technologii, SAM XT stanowi niezastąpione rozwiązanie w walce z krwotokami w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

Kluczowe cechy produktu:

- **Minimalny nakład siły** – łatwa aplikacja, także samodzielna przez poszkodowanego.
- **Szerokość opaski 4 cm** – skuteczny ucisk na zmiażdżoną lub amputowaną kończynę.
- **Technologia TRUFORCE™** – automatyczna blokada eliminująca luz.
- **Odporność na czynniki atmosferyczne** – niezawodność w trudnych warunkach pogodowych.
- **Lekka i wytrzymała** – stworzona z materiałów odpornych na uszkodzenia.
- **Rekomendacja COTCCC** – zatwierdzona przez ekspertów w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Opaska zaciskowa SAM XT to niezawodne narzędzie ratunkowe, które zapewnia szybkie i skuteczne tamowanie krwotoków w najtrudniejszych warunkach.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone