

OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY CELOX A



Nowa wersja środka hemostatycznego w postaci aplikatora.

Kod produktu: FG08832021

GTIN: 15060206630014

Kod produktu: RT-107

GTIN: 15060206630014

124,00 zł z VAT, 114,81 zł netto

Opis

Aplikator umożliwia precyzyjne zastosowanie i umieszczenie Celoxa w trudno dostępnych miejscach oraz głębokich ranach, takich jak rany postrzałowe. Zawiera 6g środka Celox i jest przeznaczony do tamowania krwotoków.

W odróżnieniu od innych opatrunków hemostatycznych, Celox działa na krew zheparynizowaną (niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii – skutecznie działa nawet przy temperaturze krwi poniżej 18,5°C. Nie powoduje reakcji egzotermicznych, nie wytwarza ciepła, nie przykleja się do rany ani nie powoduje poparzeń.

Opatrunek Celox-A powinien być stosowany w przypadkach, gdy tradycyjne metody tamowania krwawienia okazują się nieskuteczne.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Medtrade Products Ltd, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Obelis S.A., Belgia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Medtrade Products Ltd, Wielka Brytania