

OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY CELOX GAUZE Z-FOLD



Gaza hemostatyczna składana w "Z" i pokryta preparatem hemostatycznym CELOX umożliwia szybkie i precyzyjne założenie opatrunku.

Kod produktu: FG08838031

GTIN: 15060206630205

Kod produktu: RT-008

GTIN: 15060206630205

162,00 zł z VAT, 150,00 zł netto

Opis

Gaza hemostatyczna składana w "Z" i pokryta preparatem hemostatycznym CELOX umożliwia szybkie i precyzyjne założenie opatrunku.

Opakowanie zawiera jeden pasek jałowej gazy o wymiarach 7,6 cm x 1,52 m. Jest wodoodporne, łatwe do otwarcia i ma kolor zielono-szary. Produkt jest gotowy do natychmiastowego użycia i nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

CELOX Gauze przeznaczona jest do tamowania krwawień średniej i dużej intensywności, które zagrażają życiu. Główne zastosowanie tego opatrunku to tamowanie krwotoków związanych z urazami.

W odróżnieniu od innych opatrunków hemostatycznych, CELOX działa na krew zheparynizowaną (niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii – działa nawet przy temperaturze krwi poniżej 18,5°C. Nie powoduje reakcji egzotermicznych, co oznacza, że nie wytwarza ciepła, nie powoduje poparzeń i nie przykleja się do rany.

Rozmiar gazy: 7,6 cm x 1,52 m

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Medtrade Products Ltd, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Obelis S.A., Belgia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Medtrade Products Ltd, Wielka Brytania

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.