

# OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY CHITOSAM 4'



Gaza hemostatyczna ChitoSAM, złożona w kształt “Z”, wykonana w 100% z chitosanu, zapewnia łatwe i precyzyjne zastosowanie opatrunku dzięki swojej miękkiej strukturze. To produkt przeznaczony do skutecznego tamowania krwawień średniej i dużej intensywności, w tym tych zagrażających życiu.

**Kod produktu:** CT101-B-EN

**GTIN:** 4719745034381

---

**Kod produktu:** RT-132

**GTIN:** 4719745034381

**155,00 zł z VAT, 143,52 zł netto**

## Opis

Gaza hemostatyczna ChitoSAM, złożona w kształt “Z”, wykonana w 100% z chitosanu, zapewnia łatwe i precyzyjne zastosowanie opatrunku dzięki swojej miękkiej strukturze. To produkt przeznaczony do skutecznego tamowania krwawień średniej i dużej intensywności, w tym tych zagrażających życiu.

Opakowanie zawiera jedną jałową gazę o wymiarach 7,6 cm x 1,22 m. Jest ono wodoodporne i posiada nacięcia na całym obwodzie, co umożliwia łatwe otwarcie. Produkt jest gotowy do użycia bez potrzeby specjalnych warunków przechowywania.

ChitoSAM idealnie nadaje się do tamowania krwawień spowodowanych urazami i działa efektywnie nawet w warunkach hipotermii, niezależnie od obecności heparyny czy innych czynników wpływających na krzepnięcie krwi. Opatrunek nie wytwarza ciepła, nie przykleja się do rany i nie powoduje poparzeń, co czyni go bezpiecznym i wygodnym w użyciu.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

BenQ Materials Corporation, Tajwan

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Obelis S.A., Belgia

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

BenQ Materials Corporation, Tajwan

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.