

OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY KLOTPAD 10 X 10 CM



KLOTPAD 10 x 10 cm to opatrunek hemostatyczny w postaci kompresu nasączonego kaolinem – naturalnie występującym minerałem nieorganicznym, który wspomaga naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny.

Kod produktu: KLOTPAD 1SHEET 100100

GTIN: 8800034300020

Kod produktu: RT-114

GTIN: 8800034300020

45,00 zł z VAT, 41,67 zł netto

Opis

KLOTPAD 10 x 10 cm to opatrunek hemostatyczny w postaci kompresu nasączonego kaolinem – naturalnie występującym minerałem nieorganicznym, który wspomaga naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny. Składnik kaolinowy, który wspomaga proces hemostazy nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest klinicznie bezpieczną substancją – nie powoduje gorączki, alergii, niepożądanych reakcji czy też reakcji nadwrażliwości.

Cechy produktu

- efekt hemostazy uzyskuje się poprzez ręczny nacisk na krwawiące miejsce, a KLOTPAD przyspiesza krzepnięcie w ciągu kilku minut po aplikacji
- nie zawiera skorupiaków ani białka zwierzęcego, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować u pacjentów z alergiami
- całkowicie wysuszony materiał włókninowy ma doskonałą chłonność krwi. Generuje mniej pyłu niż zwykła gaza bawełniana, co może zmniejszyć częstość występowania zanieczyszczeń w wyniku kontaktu z kurzem
- w przeciwieństwie do gazy hemostatycznej na bazie chitosanu, jest bezpieczny dla reakcji immunologicznych białek zwierzęcych i nie wytwarza nieprzyjemnego zapachu podczas stosowania
- KLOTPAD jest skuteczny w przypadku szerokiego zakresu krwotoków, w przeciwieństwie do konwencjonalnego hemostazy chłonnej
- linie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich są przymocowane do powierzchni produktu i można je łatwo zidentyfikować na zdjęciu rentgenowskim, co ułatwia ich usunięcie po hemostazie
- sterylne opakowanie zapewnia pełną sterylność, chyba że opakowanie zostanie otwarte lub uszkodzone. Przy stosowaniu nie ma ryzyka zakażenia krzyżowego

- międzynarodowa instrukcja użytkowania w formie czytelnych piktogramów na opakowaniu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

KIWOOM MEDICS, Republika Korei

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

JaviTech e.K., Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

KIWOOM MEDICS, Republika Korei

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.