


# OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY KLOTPAD 10 X 20 CM



KLOTPAD 10 x 20 cm to opatrunek hemostatyczny w postaci kompresu nasączonego kaolinem – naturalnie występującym minerałem nieorganicznym, który wspomaga naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny.

**Kod produktu:** KLOTPAD 1SHEET 100200

**GTIN:** 8800034300051

---

**Kod produktu:** RT-115

**GTIN:** 8800034300051

**60,00 zł z VAT, 55,56 zł netto**

## Opis

KLOTPAD 10 x 20 cm to opatrunek hemostatyczny w postaci kompresu nasączonego kaolinem – naturalnie występującym minerałem nieorganicznym, który wspomaga naturalny proces krzepnięcia krwi w organizmie, powodując szybki efekt hemostatyczny. Składnik kaolinowy, który wspomaga proces hemostazy nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i jest klinicznie bezpieczną substancją – nie powoduje gorączki, alergii, niepożądanych reakcji czy też reakcji nadwrażliwości.

## Cechy produktu

- efekt hemostazy uzyskuje się poprzez ręczny nacisk na krwawiące miejsce, a KLOTPAD przyspiesza krzepnięcie w ciągu kilku minut po aplikacji
- nie zawiera skorupiaków ani białka zwierzęcego, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować u pacjentów z alergiami
- całkowicie wysuszony materiał włókninowy ma doskonałą chłonność krwi. Generuje mniej pyłu niż zwykła gaza bawełniana, co może zmniejszyć częstość występowania zanieczyszczeń w wyniku kontaktu z kurzem
- w przeciwieństwie do gazy hemostatycznej na bazie chitosanu, jest bezpieczny dla reakcji immunologicznych białek zwierzęcych i nie wytwarza nieprzyjemnego zapachu podczas stosowania
- KLOTPAD jest skuteczny w przypadku szerokiego zakresu krwotoków, w przeciwieństwie do konwencjonalnego hemostazy chłonnej
- linie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich są przymocowane do powierzchni produktu i można je łatwo zidentyfikować na zdjęciu rentgenowskim, co ułatwia ich usunięcie po hemostazie
- sterylne opakowanie zapewnia pełną sterylność, chyba że opakowanie zostanie otwarte lub uszkodzone. Przy stosowaniu nie ma ryzyka zakażenia krzyżowego

- międzynarodowa instrukcja użytkowania w formie czytelnych piktogramów na opakowaniu

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

KIWOOM MEDICS, Republika Korei

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

JaviTech e.K., Niemcy

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

KIWOOM MEDICS, Republika Korei

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.