

OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY QUIKLOT COMBAT GAUZE



QuikClot Combat Gauze® to sterylna, niezawierająca tkanin naturalnych gaza o wymiarach 7,5 cm x 3,7 m, złożona w Z-fold i wyposażona w znacznik widoczny na zdjęciach rentgenowskich. Gaza nasączona jest kaolinem – nieorganicznym minerałem, który aktywuje czynnik XII, co przyspiesza naturalny proces krzepnięcia krwi.

Kod produktu: 200

GTIN: 841495102004

Kod produktu: RT-151

GTIN: 841495102004

209,00 zł z VAT, 193,52 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Z-Media, LLC, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Z-Media, LLC, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.