

OPATRUNEK HYDROŻELOWY LONGBOW 40 X 60 CM



Opatrunek hydrożelowy Longbow to wyrób medyczny, który przeciwdziała negatywnym skutkom oparzenia, łagodzi ból i przyspiesza gojenie rany.

Prezentowane zdjęcie jest poglądowe, oferowany rozmiar opatrunku to 40 x 60 cm.

Kod produktu: LB-BURN40X60

GTIN: 6974084090223

Kod produktu: HYD-039

GTIN: 6974084090223

120,00 zł z VAT, 111,11 zł netto

Opis

Opatrunek hydrożelowy Longbow to wyrób medyczny, który przeciwdziała negatywnym skutkom oparzenia, łagodzi ból i przyspiesza gojenie rany.

Opis

Opatrunek składa się ze **sterylnego płata poliestru** nasączonego specjalnym żelem chłodzącym, który absorbuje ciepło, chroni miejsce oparzenia przed zanieczyszczeniem i wnikaniem drobnoustrojów oraz znacząco łagodzi ból. Produkt posiada także właściwości antybakteryjne i przeciwwgrzybicze. Żel chłodzący jest bezzapachowy, zgodny z pH ludzkiej skóry oraz hipoalergiczny – nie wykazuje reakcji alergicznych w kontakcie ze skórą. Opatrunek można bezpiecznie stosować u poszkodowanych ze **wszystkich grup wiekowych**, zarówno u niemowląt i małych dzieci, jak również osób starszych.

Przeznaczenie

Opatrunek hydrożelowy Longbow ma szeroki zakres zastosowania. Służy do opatrywania:

- oparzeń termicznych,
- oparzeń słonecznych,
- oparzeń żrących wywołanych środkami chemicznymi,
- ran powierzchniowych skóry
- ran głębokich

Działanie produktu

- chłodzi miejsce oparzenia, zmniejsza ból i negatywne efekty poparzenia,
- zabezpiecza miejsce rany przed dostaniem się zewnętrznych drobnoustrojów
- wspomaga regenerację skóry w miejscu poparzenia, nie przykleja się do rany
- hipoalergiczny, nietoksyczny, niepodrażniający naskórkę

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy IIb
- wyrób sterylny, jednorazowego użytku
- rozmiar 40x60 cm
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny