

# OPATRUNEK HYDROŻELOWY LONGBOW 5 X 5 CM



Opatrunek hydrożelowy Longbow to wyrób medyczny, który przeciwdziała negatywnym skutkom oparzenia, łagodzi ból i przyspiesza gojenie rany.

**Kod produktu:** LB-BURN5X5

**GTIN:** 6974084090797

---

**Kod produktu:** HYD-055

**GTIN:** 6974084090797

**6,00 zł z VAT, 5,56 zł netto**

## Opis

Opatrunek hydrożelowy Longbow to wyrób medyczny, który przeciwdziała negatywnym skutkom oparzenia, łagodzi ból i przyspiesza gojenie rany.

## Opis

Opatrunek składa się ze **sterylnego płata poliestru** nasączonego specjalnym żelem chłodzącym, który absorbuje ciepło, chroni miejsce oparzenia przed zanieczyszczeniem i wnikaniem drobnoustrojów oraz znacząco łagodzi ból. Produkt posiada także właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Żel chłodzący jest bezzapachowy, zgodny z pH ludzkiej skóry oraz hipoalergiczny - nie wykazuje reakcji alergicznych w kontakcie ze skórą. Opatrunek można bezpiecznie stosować u poszkodowanych ze **wszystkich grup wiekowych**, zarówno u niemowląt i małych dzieci, jak również osób starszych.

## Przeznaczenie

Opatrunek hydrożelowy Longbow ma szeroki zakres zastosowania. Służy do opatrywania:

- oparzeń termicznych,
- oparzeń słonecznych,
- oparzeń żrących wywołanych środkami chemicznymi,
- ran powierzchniowych skóry
- ran głębokich

## Działanie produktu

- chłodzi miejsce oparzenia, zmniejsza ból i negatywne efekty poparzenia,
- zabezpiecza miejsce rany przed dostaniem się zewnętrznych drobnoustrojów

- wspomaga regenerację skóry w miejscu poparzenia, nie przykleja się do rany
- hipoalergiczny, nietoksyczny, niepodrażniający naskórka

### **Charakterystyka produktu**

- wyrób medyczny klasy IIb
- wyrób sterylny, jednorazowego użytku
- rozmiar 5×5 cm
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Niemcy

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.