

# OPATRUNEK HYDROŻELOWY NA TWARZ LONGBOW 30 X 40 CM



Opatrunek hydrożelowy Longbow to wyrób medyczny, który przeciwdziała negatywnym skutkom oparzenia, łagodzi ból i przyspiesza gojenie rany. Opatrunek w wersji na twarz posiada dedykowane otwory na oczy, nos oraz usta.

**Kod produktu:** FACE MASK

**GTIN:** 6974084090247

---

**Kod produktu:** HYD-036

**GTIN:** 6974084090247

**68,00 zł z VAT, 62,96 zł netto**

## Opis

Opatrunek hydrożelowy Longbow to wyrób medyczny, który przeciwdziała negatywnym skutkom oparzenia, łagodzi ból i przyspiesza gojenie rany.

## Opis

Opatrunek składa się ze **sterylnego płata poliestru** nasączonego specjalnym półpłynnym żelem chłodzącym, który absorbuje ciepło, chroni miejsce oparzenia przed zanieczyszczeniem i wnikaniem drobnoustrojów oraz znacząco łagodzi ból. Produkt posiada także właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Żel chłodzący jest bezzapachowy, zgodny z pH ludzkiej skóry oraz hipoalergiczny – nie wykazuje reakcji alergicznych w kontakcie ze skórą. Opatrunek można bezpiecznie stosować u poszkodowanych ze **wszystkich grup wiekowych**, zarówno u niemowląt i małych dzieci, jak również osób starszych. Opiswany model dedykowany jest do opatrywania oparzeń w obrębie twarzy, posiada specjalne otwory na oczy oraz dziurki nosa.

## Przeznaczenie

Opatrunek hydrożelowy Longbow ma szeroki zakres zastosowania. Służy do opatrywania:

- oparzeń termicznych,
- oparzeń słonecznych,
- oparzeń żrących wywołanych środkami chemicznymi,
- ran powierzchniowych skóry
- ran głębokich

## Działanie produktu

- chłodzi miejsce oparzenia, zmniejsza ból i negatywne efekty poparzenia,
- zabezpiecza miejsce rany przed dostaniem się zewnętrznych drobnoustrojów
- wspomaga regenerację skóry w miejscu poparzenia, nie przykleja się do rany
- hipoalergiczny, nietoksyczny, niepodrażniający naskórka

### **Charakterystyka produktu**

- wyrób medyczny klasy IIb
- wyrób sterylny, jednorazowego użytku
- rozmiar 30×40 cm z przeznaczeniem na twarz
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Niemcy

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny