

OPATRUNEK HYDROŻELOWY NA TWARZ LONGBOW 30 X 40 CM



Opatrunek hydrożelowy Longbow to wyrób medyczny, który przeciwdziała negatywnym skutkom oparzenia, łagodzi ból i przyspiesza gojenie rany. Opatrunek w wersji na twarz posiada dedykowane otwory na oczy, nos oraz usta.

Kod produktu: FACE MASK

GTIN: 6974084090247

Kod produktu: HYD-036

GTIN: 6974084090247

68,00 zł z VAT, 62,96 zł netto

Opis

Opatrunek hydrożelowy Longbow to wyrób medyczny, który przeciwdziała negatywnym skutkom oparzenia, łagodzi ból i przyspiesza gojenie rany.

Opis

Opatrunek składa się ze **sterylnego płata poliestru** nasączonego specjalnym półpłynnym żelem chłodzącym, który absorbuje ciepło, chroni miejsce oparzenia przed zanieczyszczeniem i wnikaniem drobnoustrojów oraz znacząco łagodzi ból. Produkt posiada także właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Żel chłodzący jest bezzapachowy, zgodny z pH ludzkiej skóry oraz hipoalergiczny – nie wykazuje reakcji alergicznych w kontakcie ze skórą. Opatrunek można bezpiecznie stosować u poszkodowanych ze **wszystkich grup wiekowych**, zarówno u niemowląt i małych dzieci, jak również osób starszych. Opisywany model dedykowany jest do opatrywania oparzeń w obrębie twarzy, posiada specjalne otwory na oczy oraz dziurki nosa.

Przeznaczenie

Opatrunek hydrożelowy Longbow ma szeroki zakres zastosowania. Służy do opatrywania:

- oparzeń termicznych,
- oparzeń słonecznych,
- oparzeń żrących wywołanych środkami chemicznymi,
- ran powierzchniowych skóry
- ran głębokich

Działanie produktu

- chłodzi miejsce oparzenia, zmniejsza ból i negatywne efekty poparzenia,
- zabezpiecza miejsce rany przed dostaniem się zewnętrznych drobnoustrojów
- wspomaga regenerację skóry w miejscu poparzenia, nie przykleja się do rany
- hipoalergiczny, nietoksyczny, niepodrażniający naskórkę

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy IIb
- wyrób sterylny, jednorazowego użytku
- rozmiar 30×40 cm z przeznaczeniem na twarz
- termin przydatności: 5 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Longbow First Aid Products Manufactory, Chiny