

OPATRUNEK INDYWIDUALNY IZRAELSKI, PERSYS FCP01, ROZMIAR 4" (10 CM)



Opatrunek osobisty FCP01 od PerSys, to sprawdzony produkt do szybkiego i skutecznego tamowania krwotoków i zaopatrywania różnego rodzaju ran. Dzięki swojej wszechstronności używany na całym świecie w wielu rodzajach służb, zarówno wojskowych jak i cywilnych.

Kod produktu: 100121059

GTIN: 7290017050010

Kod produktu: RT-003

GTIN: 7290017050010

39,00 zł z VAT, 36,11 zł netto

Opis

Opatrunek osobisty FCP01 od PerSys, to sprawdzony produkt do szybkiego i skutecznego tamowania krwotoków i zaopatrywania różnego rodzaju ran. Dzięki swojej wszechstronności używany na całym świecie w wielu rodzajach służb, zarówno wojskowych jak i cywilnych. Może pełnić rolę opatrunku osobistego, opatrunku uciskowego oraz dodatkowego opatrunku wspomagającego.

Budowa opatrunku

Opatrunek składa się z elastycznego bandaża w kolorze oliwkowym, do którego przytwierdzona jest plastikowa klamra. Jej zastosowanie daje wiele możliwości m. in. takich jak bezproblemowa zmiana kierunku bandażowania, czy też uzyskanie punktowego ucisku dokładnie w okolicach rany zwiększając efektywność tamowania krwawienia. Ponadto, klamra pozwala na szybkie zapięcie bandaża minimalizując szanse jego niekontrolowanego poluznienia. Do opaski przymocowany jest także wysokochłonny kompres o wymiarze 10 x 18 cm, który skutecznie absorbuje krew i inne płyny organiczne. Na bandażu umieszczono przeszyca, które uniemożliwiają przypadkowe rozwinięcie.

Wysoka funkcjonalność

Opatrunek FCP01 jest uniwersalnym wyrobem, która umożliwia nie tylko tamowanie silnych krwawień, ale także unieruchamianie innych opatrunków, zabezpieczanie ran w trudno dostępnych miejscach (np. głowa) oraz tworzenie prowizorycznej opaski uciskowej. Oferowany jest w podwójnym, foliowym opakowaniu ochronnym pakowanym próżniowo. Jest ono także wodoszczelne i łatwe do otwarcia w specjalnie wyznaczonych miejscach. Sama aplikacja opatrunku jest bardzo prosta i w trudnych warunkach wystarczy do tego wyłącznie jedna ręka. Produkt posiada kompaktową formę co pozwala na wygodne przechowywanie w każdej apteczce czy torbie ratunkowej

Charakterystyka opatrunku

- szerokie zastosowanie – tamowanie krwawień, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn
- spełnia wymagania TCCC dla opatrunków indywidualnych
- rozmiar bandaża elastycznego: 10 cm (szerokość) / 160 cm (długość bez naciągnięcia) / 450 cm (długość przy naciągnięciu)
- wyposażony w klamrę i wysokochłonny kompres o wymiarze 10 x 18 cm
- wyrób medyczny, sterylny, jednorazowego użytku
- ilość opatrunków w opakowaniu: 1 szt.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

First Care Products Ltd., Państwo Izrael

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MedNet GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

First Care Products Ltd., Państwo Izrael

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.