

OPATRUNEK INDYWIDUALNY IZRAELSKI, PERSYS FCPT3



Opatrunek osobisty T3, to sprawdzony produkt do szybkiego i skutecznego tamowania krwotoków i zaopatrywania różnego rodzaju ran. Dzięki swojej wszechstronności używany na całym świecie w wielu rodzajach służb, zarówno wojskowych jak i cywilnych. Może pełnić rolę opatrunku osobistego, opatrunku uciskowego oraz dodatkowego opatrunku wspomagającego.

Kod produktu: 105595000

GTIN: 7290017050201

Kod produktu: RT-169

GTIN: 7290017050201

49,00 zł z VAT, 45,37 zł netto

Opis

Opatrunek osobisty T3, to sprawdzony produkt do szybkiego i skutecznego tamowania krwotoków i zaopatrywania różnego rodzaju ran. Dzięki swojej wszechstronności używany na całym świecie w wielu rodzajach służb, zarówno wojskowych jak i cywilnych. Może pełnić rolę opatrunku osobistego, opatrunku uciskowego oraz dodatkowego opatrunku wspomagającego.

Budowa opatrunku

Opatrunek składa się z elastycznego bandaża w kolorze szarym, do którego przytwierdzona jest plastikowa klamra. Jej zastosowanie daje wiele możliwości m. in. takich jak bezproblemowa zmiana kierunku bandażowania, czy też uzyskanie punktowego ucisku dokładnie w okolicach rany zwiększając efektywność tamowania krwawienia. Ponadto, klamra pozwala na szybkie zapięcie bandaża minimalizując szanse jego niekontrolowanego poluznienia. Do opaski przymocowany jest także wysokochłonny kompres o wymiarze 10 x 18 cm, który skutecznie absorbuje krew i inne płyny organiczne, kompres jest w pełni rozszerzalny i odłączany, dodatkowo opatrunek posiada wysuwaną gazę do oczyszczania/pakowania rany.

Wysoka funkcjonalność

Opatrunek T3 jest uniwersalnym wyrobem, która umożliwia nie tylko tamowanie silnych krwawień, ale także unieruchamianie innych opatrunków, zabezpieczanie ran w trudno dostępnych miejscach (np. głowa) oraz tworzenie prowizorycznej opaski uciskowej. Oferowany jest w podwójnym, foliowym opakowaniu ochronnym pakowanym próżniowo. Jest ono także wodoszczelne i łatwe do otwarcia w specjalnie wyznaczonych miejscach. Sama aplikacja

opatrunku jest bardzo prosta i w trudnych warunkach wystarczy do tego wyłącznie jedna ręka. Produkt posiada kompaktową formę co pozwala na wygodne przechowywanie w każdej apteczce czy torbie ratunkowej

Charakterystyka opatrunku

- szerokie zastosowanie – tamowanie krwawień, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn
- spełnia wymagania TCCC dla opatrunków indywidualnych
- rozmiar bandaża elastycznego: 10 cm (szerokość) / 160 cm (długość bez naciągnięcia) / 370 cm (długość przy naciągnięciu)
- wyposażony w klamrę i wysokochłonny kompres w pełni rozszerzalny i odłączany o wymiarze 10 x 18 cm
- dodatkowa wysuwana gaza do oczyszczania/pakowania rany
- wyrób medyczny, sterylny, jednorazowego użytku
- ilość opatrunków w opakowaniu: 1 szt.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

First Care Products Ltd., Państwo Izrael

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MedNet GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

First Care Products Ltd., Państwo Izrael

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.