

# OPATRUNEK INDYWIDUALNY OLAES BLAST BANDAGE



Opatrunek Blast Bandage przeznaczony jest do opatrywania licznych urazów penetrujących klatki piersiowej, wytrzewień (w tym tamowania krwotoków i opatrywania ran w obrębie jamy brzusznej), amputacji oraz dużych ran.

**Kod produktu:** BLAST

**GTIN:** 818630010289

---

**Kod produktu:** RT-037

**GTIN:** 818630010289

**55,00 zł z VAT, 50,93 zł netto**

## Opis

Opatrunek Blast Bandage przeznaczony jest do opatrywania licznych urazów penetrujących klatki piersiowej, wytrzewień (w tym tamowania krwotoków i opatrywania ran w obrębie jamy brzusznej), amputacji oraz dużych ran.

Opatrunek jest umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu, w którym panuje próżnia. Dzięki temu opatrunek zmniejsza swoje rozmiary, co umożliwi wygodne przypięcie go do kamizelki taktycznej, hełmu lub przechowanie w plecaku.

### Konstrukcja opatrunku:

- Elastyczny bandaż (w kolorze szaro-piaskowym) o szerokości 10 cm, zabezpieczony rzepami, które zapobiegają przypadkowemu rozwinięciu się opaski (tak jak w innych bandażach firmy TMS, rzepy te pomagają unikać niekontrolowanego rozwinięcia opatrunku w sytuacjach stresowych. Są szczególnie przydatne w przypadku amputacji, gdyż zapewniają dodatkowe punkty zaczepienia, co zwiększa bezpieczeństwo procesu opatrywania ran i minimalizuje ryzyko przesunięcia opatrunku w trakcie ruchu).
- Tampon o wymiarach 48×46 cm, powleczony materiałem zapobiegającym przywieraniu z jednej strony oraz materiałem przeciwdziałającym wysychaniu rany z drugiej strony.

Opatrunek ma wystarczającą powierzchnię, by pokryć całe plecy lub klatkę piersiową większości poszkodowanych. W jego wnętrzu znajduje się specjalna folia o wymiarach 38×38 cm, która umożliwi skuteczne opatrywanie takich ran, jak wytrzewienie czy rana penetrująca klatkę piersiową.

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

TacMed Solutions, LLC, Stany Zjednoczone

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Casus Europe B.V., Holandia

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

TacMed Solutions, LLC, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.