

OPATRUNEK INDYWIDUALNY OLAES MODULAR 6"



Opatrunek OLAES został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach pola walki, bazując na doświadczeniach jednostek specjalnych z Iraku i Afganistanu.

Kod produktu: OAL-6

GTIN: 818630010302

Kod produktu: RT-001

GTIN: 818630010302

49,00 zł z VAT, 45,37 zł netto

Opis

Opatrunek OLAES został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach pola walki, bazując na doświadczeniach jednostek specjalnych z Iraku i Afganistanu.

Opatrunek OLAES znajduje się w sterylnym, hermetycznym opakowaniu, w którym panuje próżnia. Dzięki temu jego rozmiar zostaje zmniejszony, co pozwala na łatwe przymocowanie go do kamizelki taktycznej, hełmu lub schowanie w plecaku. To kompleksowe rozwiązanie „wszystko w jednym”, które może być stosowane w przypadku różnych rodzajów urazów.

Opatrunek ten może być używany zarówno przez ratowników medycznych, jak i przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Z pomocą OLAES ratownik może wyciągnąć z kompresu jałową gazę o gęstej, nieregularnej strukturze, która umożliwia precyzyjne zastosowanie ucisku w miejscu, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Gazy można używać do usuwania ciał obcych z rany i jej okolic. Następnie gazę należy owinąć kompresem nieprzywierającym do rany, a całość zabezpieczyć bandażem elastycznym, co zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami oraz umożliwia skuteczne uzyskanie ucisku.

Gaza może być także użyta do zaopatrzenia rany postrzałowej zarówno wlotowej, jak i wylotowej, zgodnie z nowymi wytycznymi, które zalecają wciśnięcie gazy do kanału rany w celu zatamowania krwawienia.

Bandaż elastyczny posiada poprzecznie rozmieszczone cienkie taśmy typu rzep, które zapobiegają przypadkowemu rozwinięciu się bandaża podczas jego stosowania. Dzięki tej funkcji ryzyko zanieczyszczenia opatrunku jest ograniczone, co jest szczególnie ważne w trudnych warunkach, takich jak pustynia czy lasy tropikalne. Taśmy stabilizują opatrunek, zapobiegając jego przypadkowemu rozwinięciu, nawet w sytuacji silnego stresu.

Wewnątrz opatrunku OLAES znajduje się plastikowa folia, która pełni funkcję opatrunku okluzyjnego na rany postrzałowe klatki piersiowej oraz może być wykorzystywana jako izolacja termiczna.

Specyfikacja:

- Bandaż elastyczny: szerokość 15 cm, długość 120 cm
- Kompres na ranę: 15×15 cm
- Gaza rolowana: szerokość 10 cm, długość ok. 260 cm
- Folia uszczelniająca rany klatki piersiowej: 11×11 cm
- Orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku: 15x5x4 cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TacMed Solutions, LLC, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Casus Europe B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TacMed Solutions, LLC, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.