

OPATRUNEK INDYWIDUALNY TYPU IZRAELSKIEGO Z ELEMENTEM DOCISKOWYM 4" (10 CM)



Opatrunek osobisty typu izraelskiego w wersji militarnej oferowany w próżniowym, hermetycznym opakowaniu.

Rozmiar bandaża to 10 cm x 4,5 m.

Kod produktu: TPS FB02

GTIN: 6977143460470

Kod produktu: RT-052

GTIN: 6977143460470

21,00 zł z VAT, 19,44 zł netto

Opis

Opatrunek osobisty typu izraelskiego w wersji militarnej (kolor zielony) oferowany w próżniowym, hermetycznym opakowaniu. Produkt cechuje prostota zastosowania dlatego dedykowany jest zarówno żołnierzom, zawodowym ratownikom jak i osobom niezwiązanym z profesjonalnym ratownictwem. Jest to sprawdzony produkt przy udzielaniu pierwszej pomocy, który posiada plastikowy element dociskowy, dzięki czemu tamuje efektywnie masywne krwotoki zanim uszkodzony trafi do szpitala. Opatrunek pełni funkcje: opatrunku osobistego, uciskowego i wspomagającego.

Cechy produktu

- zielony bandaż elastyczny o szerokości 10 cm i długości 4,5 m w maksymalnym naciągu
- bandaż posiada wysokochłonny tampon bawełniany
- konstrukcja umożliwiająca założenie jedną ręką
- wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie m.in. poprzez możliwość zmiany kierunku bandażowania i dodatkowy ucisk na ranę. Ponadto, pełni także funkcje zapinki uniemożliwiającej przypadkowe rozwinięcie po aplikacji
- pakowany sterylnie w wodoszczelne i hermetyczne opakowanie, które cechuje łatwość otwierania
- instrukcja obsługi w języku polskim uzupełniona piktogramami
- umożliwia opatrywanie ran w ramach procedur zgodnych z aktualnymi wytycznymi TCCC
- wyrób medyczny, sterylny
- termin przydatności od momentu produkcji: 5 lat

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Hangzhou Tuopusi Medical Products Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Caretechion GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Hangzhou Tuopusi Medical Products Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.