

OPATRUNEK INDYWIDUALNY TYPU IZRAELSKIEGO Z ELEMENTEM DOCISKOWYM 8" (20 CM)



Opatrunek osobisty typu izraelskiego w wersji militarnej oferowany w próżniowym, hermetycznym opakowaniu.

Rozmiar bandaża to 20 cm x 4,5 m.

Kod produktu: TPS FB04

GTIN: 6977143460494

Kod produktu: RT-148

GTIN: 6977143460494

29,00 zł z VAT, 26,85 zł netto

Opis

Opatrunek osobisty typu izraelskiego w wersji militarnej (kolor zielony) oferowany w próżniowym, hermetycznym opakowaniu. Produkt cechuje prostota zastosowania dlatego dedykowany jest zarówno zawodowym ratownikom jak i osobom niezwiązanym z profesjonalnym ratownictwem. To sprawdzony produkt przy udzielaniu pierwszej pomocy, który posiada plastikowy element dociskowy, dzięki czemu tamuje efektywnie masywne krwotoki zanim uszkodzony trafi do szpitala. Opatrunek pełni funkcje: opatrunku osobistego, uciskowego i wspomagającego.

Cechy produktu

- bandaż zielony o szerokości 20 cm i długości 4,5 m z podściółką
- wysokochłonny tampon bawełniany o wymiarach 30 x 30 cm
- konstrukcja umożliwiająca założenie jedną ręką
- wyposażony w klamrę ułatwiającą bandażowanie m.in. poprzez możliwość zmiany kierunku bandażowania i dodatkowy ucisk na ranę
- pakowany sterylnie w wodoszczelne i hermetyczne opakowanie

Termin przydatności od czasu produkcji – 5 lat.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Hangzhou Tuopusi Medical Products Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Caretechion GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Hangzhou Tuopusi Medical Products Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.