

OPATRUNEK INDYWIDUALNY TYPU W, DUŻY



Opatrunek indywidualny typu W to wyrób medyczny umieszczony w wodoszczelnym i hermetycznym opakowaniu, dedykowany do opatrywania ran i tamowania masywnych krwotoków.

Kod produktu: TPS FB01

GTIN: 6977143460463

Kod produktu: RT-018

GTIN: 6977143460463

21,00 zł z VAT, 19,44 zł netto

Opis

Opatrunek indywidualny typu W to wyrób medyczny umieszczony w wodoszczelnym i hermetycznym opakowaniu, dedykowany do opatrywania ran i tamowania masywnych krwotoków.

Opatrunek składa się z **dwóch tamponów** o wysokich właściwościach chłonnych oraz **opaski elastycznej** o wymiarach **10 cm x 4 m**. Jeden z tamponów jest ruchomy, natomiast drugi przymocowany w sposób stały do bandaża. Taka konstrukcja umożliwia opatrywanie ran o różnej charakterystyce, w tym także ran postrzałowych na wylot.

Właściwości opatrunku

- wysoka efektywność działania w tamowaniu różnorodnych typów ran i krwotoków
- wytrzymała opaska elastyczna o długości 4 m w pełnym rozciągnięciu
- dwa wysokochłonne kompresy o wymiarach 14 x 12 cm
- hermetyczne opakowanie podciśnieniowe minimalizujące objętość zapakowanego opatrunku

Cechy produktu

- wyrób medyczny klasy Is
- produkt sterylizowany, jednorazowego użytku
- okres ważności: 5 lat od daty produkcji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Hangzhou Tuopusi Medical Products Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Caretechion GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Hangzhou Tuopusi Medical Products Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.