

OPATRUNEK OCZNY Z WKŁADEM CHŁONNYM

Samoprzylepny, jałowy opatrunek oczny z wkładem chłonnym, wykonany z hydrofobowej włókniny pokrytej klejem akrylowym. Hipoalergiczny, elastyczny i dopasowujący się do kształtów ciała, przeznaczony do osłony oka i jego okolicy po zabiegach okulistycznych, chirurgicznych oraz w terapii zeza.



Centralnie umieszczony wkład chłonny pochłania niewielką i średnią ilość wysięku, a polietylenowa siateczka ogranicza przywieranie do rany. Mikroporowata struktura włókniny zapewnia paroprzepuszczalność, zaokrąglone brzegi zmniejszają ryzyko odklejania, a warstwa z papieru silikonowanego ułatwia precyzyjną aplikację.

Wymiary: 6,5cm x 9,5cm

Kod produktu: 803011

GTIN: 5907996800674

Kod produktu: MAT-116

GTIN: 5907996800674

1,00 zł z VAT, 0,93 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.