

# OPATRUNEK OKLUZYJNY FOXSEAL OCCLUSIVE



Foxseal Occlusive to opatrunek okluzyjny przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej oraz zapobiegania odmie płucnowej.

**Kod produktu:** FG08814441

**GTIN:** 15060206630632

**Kod produktu:** RT-130

**GTIN:** 15060206630632

**109,00 zł z VAT, 100,93 zł netto**

## Opis

Foxseal Occlusive to opatrunek okluzyjny przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej oraz zapobiegania odmie płucnowej.

Opatrunek ma kompaktowy rozmiar, dzięki czemu zmieści się w IFAK bez konieczności składania, co zapobiega powstawaniu zagnieść. Charakteryzuje się wyjątkową przyczepnością, nawet w ekstremalnych warunkach.

W opakowaniu znajdują się dwa opatrunki, co umożliwia leczenie zarówno ran wlotowych, jak i wylotowych. Prostota konstrukcji, bez zaworu, sprawia, że jest łatwy w użyciu, co jest szczególnie istotne w sytuacjach ratunkowych, gdzie szybkie działanie ma kluczowe znaczenie.

Produkt jest sterylny, wykonany bez lateksu, a jego wytrzymałe opakowanie wyposażono w 4 nacięcia, ułatwiające szybkie otwarcie. Opatrunek zachowuje swoją skuteczność w temperaturach od -18°C do +55°C.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Medtrade Products Ltd, Wielka Brytania

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Obelis S.A., Belgia

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Medtrade Products Ltd, Wielka Brytania

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.