

OPATRUNEK OKLUZYJNY FOXSEAL OCCLUSIVE



Foxseal Occlusive to opatrunek okluzyjny przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej oraz zapobiegania odmie płucnowej.

Kod produktu: FG08814441

GTIN: 15060206630632

Kod produktu: RT-130

GTIN: 15060206630632

109,00 zł z VAT, 100,93 zł netto

Opis

Foxseal Occlusive to opatrunek okluzyjny przeznaczony do leczenia otwartych ran klatki piersiowej oraz zapobiegania odmie płucnowej.

Opatrunek ma kompaktowy rozmiar, dzięki czemu zmieści się w IFAK bez konieczności składania, co zapobiega powstawaniu zagnieść. Charakteryzuje się wyjątkową przyczepnością, nawet w ekstremalnych warunkach.

W opakowaniu znajdują się dwa opatrunki, co umożliwia leczenie zarówno ran wlotowych, jak i wylotowych. Prostota konstrukcji, bez zaworu, sprawia, że jest łatwy w użyciu, co jest szczególnie istotne w sytuacjach ratunkowych, gdzie szybkie działanie ma kluczowe znaczenie.

Produkt jest sterylny, wykonany bez lateksu, a jego wytrzymałe opakowanie wyposażono w 4 nacięcia, ułatwiające szybkie otwarcie. Opatrunek zachowuje swoją skuteczność w temperaturach od -18°C do +55°C.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Medtrade Products Ltd, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Obelis S.A., Belgia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Medtrade Products Ltd, Wielka Brytania

