

OPATRUNEK OKLUZYJNY SAM CHEST SEAL (2 SZT.)



Opatrunek okluzyjny SAM Chest Seal Non-Valved to produkt wysokiej jakości, stworzony do opatrywania penetracyjnych ran w obrębie klatki piersiowej stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia w skutek wystąpienia odmy prężnej.

Kod produktu: CS201-EN

GTIN: 822045000179

Kod produktu: RT-118

GTIN: 822045000179

130,00 zł z VAT, 120,37 zł netto

Opis

Opatrunek okluzyjny SAM Chest Seal Non-Valved to produkt wysokiej jakości, stworzony do opatrywania penetracyjnych ran w obrębie klatki piersiowej stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia w skutek wystąpienia odmy prężnej. Wyrób posiada bardzo mocny klej, który skutecznie przylega do skóry poszkodowanego, nawet w obecności krwi, piasku, zarostu, wilgoci czy wyjątkowo niskich, bądź wysokich temperatur. Ponadto, opatrunek jest elastyczny, co pozwala mu dopasowywać się do kształtu rany i być odporny na odklejenie podczas ruchu.

Wyjątkową cechą Sam Chest Seal Non-Valved jest jego widoczność w ciemności przy użyciu urządzeń noktowizyjnych. Dotyczy to zarówno samego opatrunku jak i opakowania. W zestawie znajduje się także wysokochłonna gąbka, która umożliwia wstępne oczyszczenie rany przed jej zaklejenie.

Charakterystyka opatrunku

- przezroczysty, bez lateksu, nie wywołuje reakcji alergicznych
- opakowanie próżniowe umożliwiające łatwe otwarcie
- podwójne wypustki ułatwiające zakładanie i zdejmowanie opatrunku, co umożliwia kontrolę stanu rany
- opatrunek i opakowanie widoczne w noktowizji
- elastyczny dla dopasowania zakrzywionych powierzchni ciała
- owalny kształt z cienką warstwą krawędzi, która jest odporna na podnoszenie lub łuszczenie
- spełnia wymagania TCCC dla opatrunków do opatrywania ran w obrębie klatki piersiowej
- rozmiar opatrunku: około 23,4 cm x 19,3 cm
- przybliżony rozmiar opatrunku w opakowaniu: 24 cm x 16 cm x 0,7 cm
- wyrób medyczny, sterylny, jednorazowego użytku

- ilość opatrunków w opakowaniu: 2 szt.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.