


OPATRUNEK SAM CHEST SEAL COMBO



SAM Chest Seal Combo to kompletny zestaw wysokiej jakości opatrunków przeznaczonych do opatrywania penetracyjnych ran klatki piersiowej, stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia w wyniku wystąpienia odmy prężnej. W skład zestawu wchodzi dwa sterylne opatrunki – SAM Chest Seal Valved 2.0 oraz SAM Chest Seal Non-Valved.

Kod produktu: CS201-EN

GTIN: 822045000193

Kod produktu: RT-082

GTIN: 822045000193

210,00 zł z VAT, 194,44 zł netto

Opis

SAM Chest Seal Combo to kompletny zestaw wysokiej jakości opatrunków przeznaczonych do opatrywania penetracyjnych ran klatki piersiowej, stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia w wyniku wystąpienia odmy prężnej. W skład zestawu wchodzi dwa sterylne opatrunki – SAM Chest Seal Valved 2.0 oraz SAM Chest Seal Non-Valved.

Oba opatrunki wykonano z elastycznego, przezroczystego materiału o wyjątkowo silnych właściwościach adhezyjnych. Dzięki temu skutecznie przylegają do skóry nawet w obecności krwi, piasku, zarostu, wilgoci czy ekstremalnych temperatur. Ergonomiczny kształt oraz cienkie krawędzie zapewniają doskonałe dopasowanie do anatomicznych krzywizn ciała, a elastyczna konstrukcja zapobiega odklejaniu się podczas ruchu poszkodowanego.

Opatrunki i ich opakowania są widoczne w noktowizji, co ułatwia ich lokalizację i aplikację w warunkach ograniczonej widoczności. Każdy zestaw zawiera także wysokochłonny gąbkę przeznaczoną do wstępnego oczyszczenia rany przed założeniem opatrunku.

Charakterystyka zestawu

- w zestawie: 1 opatrunek wentylowy (Valved 2.0) + 1 opatrunek okluzyjny (Non-Valved),
- przezroczyste, elastyczne, bez lateksu – nie wywołują reakcji alergicznych,
- wyjątkowo mocny klej działający w trudnych warunkach (krew, pot, piasek, zarost, ekstremalne temperatury),
- opakowanie próżniowe umożliwiające szybkie i higieniczne otwarcie,
- podwójne wypustki ułatwiające aplikację i kontrolę rany,
- widoczne w noktowizji (opatrunek i opakowanie),

- owalny kształt z cienkimi krawędziami odpornymi na podwijanie,
- spełnia wymagania TCCC (Tactical Combat Casualty Care),
- rozmiar opatrunku: ok. 23,4 × 19,3 cm,
- wyrób medyczny, sterylny, jednorazowego użytku,
- ilość opatrunków w opakowaniu: 2 szt.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.