

# OPATRUNEK WENTYLOWY BLACK FRONT CHEST SEAL VENTED



BLACK FRONT Chest Seal Vented to opatrunek wentylowy o płaskiej konstrukcji zaworu przeznaczony do opatrywania ran w obrębie klatki piersiowej.

**Kod produktu:** AZ-CS

**GTIN:** 5904653701008

---

**Kod produktu:** RT-071

**GTIN:** 5904653701008

**58,00 zł z VAT, 53,70 zł netto**

## Opis

**BLACK FRONT Chest Seal Vented** to opatrunek wentylowy o **płaskiej konstrukcji zaworu** przeznaczony do opatrywania ran w obrębie klatki piersiowej. Jednokierunkowa konstrukcja zaworu umożliwia jednocześnie wypuszczanie powietrza zalegającego w klatce piersiowej, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia odmy prężnej oraz blokuje dostęp powietrza z zewnątrz.

### Charakterystyka produktu:

- zastosowanie wysokiej jakości kleju na bazie hydrożelu maksymalizuje poziom szczelności i trwałości założonego opatrunku na skórze poszkodowanego
- posiada specjalny uchwyt, który ułatwia szybką aplikację i oddzielenie opatrunku od folii ochronnej
- przezroczysta konstrukcja umożliwia precyzyjną aplikację oraz pełną kontrolę nad powierzchnią rany
- zapakowany w trwałe, wodoodporne opakowanie, które posiada wyznaczone miejsca do bezproblemowego otwierania
- wewnątrz opakowania wraz z opatrunkiem wentylowym **umieszczono również gazę**, służącą do wstępnego oczyszczenia miejsca krwawienia z brudu, krwi i innych zanieczyszczeń
- produkt bezpieczny dla skóry, nie zawiera lateksu, nie wywołuje podrażnień i reakcji alergicznych
- Opatrunek zgodny z wytycznymi TCCC oraz KSRG.

### Cechy produktu:

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- produkt jednorazowego użytku
- opatrunek o okrągłym kształcie o średnicy około 17 cm
- wymiary zewnętrzne opakowania około 20 x 11 cm

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Black Front Paweł Warzybok, Polska

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Black Front Paweł Warzybok, Polska

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.