

OPATRUNEK WENTYLOWY SAM CHEST SEAL VALVED 2.0



SAM Chest Seal Valved 2.0 to jeden z najpopularniejszych opatrunków wentylowych na świecie. Produkt wysokiej jakości, stworzony do opatrywania penetracyjnych ran w obrębie klatki piersiowej stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia.

Kod produktu: CS202-EN

GTIN: 822045000186

Kod produktu: RT-054

GTIN: 822045000186

125,00 zł z VAT, 115,74 zł netto

Opis

SAM Chest Seal Valved 2.0 to jeden z najpopularniejszych opatrunków wentylowych na świecie. Produkt wysokiej jakości, stworzony do opatrywania penetracyjnych ran w obrębie klatki piersiowej stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia w skutek wystąpienia odmy prężnej. Produkt posiada bardzo mocny klej, który skutecznie przylega do skóry poszkodowanego nawet w obecności krwi, piasku, zarostu, wilgoci czy wyjątkowo niskich, bądź wysokich temperatur. Ponadto, opatrunek jest elastyczny, co pozwala mu dopasowywać się do kształtu rany i być odporny na odklejenie podczas ruchu.

Opatrunek wyposażony jest w jednokierunkowy zawór kapturkowy – umożliwi on przepływ powietrza z jamy klatki piersiowej na zewnątrz, blokując jednocześnie dostanie się go do wnętrza ciała. Uwypuklony kształt zaworu chroni go przed blokadą kanałów wentylacyjnych spowodowanych przykładowo kontaktem z elementami oporządzenia taktycznego czy odzieżą.

Wyjątkową cechą Sam Chest Seal Valved jest jego widoczność w ciemności przy użyciu urządzeń noktowizyjnych. Dotyczy to zarówno samego opatrunku jak i opakowania. W zestawie znajduje się także wysokochłonna gąbka, która umożliwi wstępną oczyszczenie rany przed jej zaklejenie.

Charakterystyka opatrunku

- przezroczysty, bez lateksu, nie wywołuje reakcji alergicznych
- opakowanie próżniowe umożliwiające łatwe otwarcie
- podwójne wypustki ułatwiające zakładanie i zdejmowanie opatrunku, co umożliwi kontrolę stanu rany
- opatrunek i opakowanie widoczne w noktowizji
- elastyczny dla dopasowania zakrzywionych powierzchni ciała

- owalny kształt z cienką warstwą krawędzi, która jest odporna na podnoszenie lub łuszczenie
- spełnia wymagania TCCC dla opatrunków do opatrywania ran w obrębie klatki piersiowej
- rozmiar opatrunku: około 23,4 cm x 19,3 cm
- przybliżony rozmiar opatrunku w opakowaniu: 16 cm x 25,5 cm x 1,9 cm
- wyrób medyczny, sterylny, jednorazowego użytku
- ilość opatrunków w opakowaniu: 1 szt.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone