

OPATRUNEK WŁÓKNINOWY Z WKŁADEM CHŁONNYM 10 X 10 CM



Samoprzylepny opatrunek z chłonnym wkładem do zaopatrywania ran pooperacyjnych. Elastyczna włóknina z mikroporami zapewnia komfort noszenia i odpowiednią paroprzepuszczalność, a warstwa z siateczki polietylenowej ogranicza przywieranie do rany.

Opatrunek pokryto hypoalergicznym klejem akrylowym bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, co zapewnia dobre przyleganie i odporność na wilgoć.

Wymiary: 10 x 10 cm

Kod produktu: 801013

GTIN: 5907996800216

Kod produktu: MAT-093

GTIN: 5907996800216

1,00 zł z VAT, 0,93 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska