

OPATRUNEK WŁÓKNINOWY Z WKŁADEM CHŁONNYM 5 X 7,2 CM



Samoprzylepny opatrunek z chłonnym wkładem do zaopatrywania ran pooperacyjnych. Elastyczna włóknina z mikroporami zapewnia komfort noszenia i odpowiednią paroprzepuszczalność, a warstwa z siateczki polietylenowej ogranicza przywieranie do rany.

Opatrunek pokryto hypoalergicznym klejem akrylowym bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, co zapewnia dobre przyleganie i odporność na wilgoć.

Wymiary: 5 x 7,2 cm

Kod produktu: 801001

GTIN: 5907996802500

Kod produktu: MAT-066

GTIN: 5907996802500

0,60 zł z VAT, 0,56 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska